

DEUTSCH / ENGLISH	
1 Geltungsbereich	HINWEIS: Die Angaben und Vorgaben in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers des Reinigungs-/Desinfektionsmittels sowie anderen verwendeten Zubehörs für die Aufbereitung müssen befolgt werden.
Unsteriles Produkt zum Einmalgebrauch Schlauchverbinder Art.-Nr.: 8M100007K, 8M100007K, 8M130002, 8M130002K, 8M130004, 8M130004K, 8M130005K, 8M130005K, 8M130006K, 8M130007, 8M130007K, 8M130012, 8M130012K, 8M130013, 8M130013K, 8M130014, 8M130014K, 8M130018, 8M130018K, 8M130019, 8M130019K, 8M130020, 8M130020K. Anmerkung: Die Endung „K“ der Artikelnummer bezieht sich auf die Verpackungsgröße. Siehe auch Etikett bzw. Katalogangaben. Bei Unklarheiten ist der Hersteller zu kontaktieren. Vor Verwendung ist die gesamte Gebrauchsanweisung dieses Produkts und jedes verwendeten Zubehörs zu lesen. Die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise der jeweiligen Gebrauchsanweisung sind unbedingt einzuhalten und zu befolgen. Dieses Medium ist nicht für Anwender in den USA bestimmt.	6.1. Reinigungsvorbereitung Das Produkt ist aus seiner Verpackung zu nehmen. Das Produkt ist in einen für die Vorreinigung vorgesehenen Behälter/Vorrichtung zu legen. Ein Zerlegen des Produkts ist nicht notwendig.
2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6.2. Vorreinigung Produkt umgehend vorreinigen. Zur Vorreinigung Leitungswasser (Trinkwasserqualität) (<40°C) und ggf. aldehydfreie, nicht fixierende Desinfektionsmittel verwenden. Oberflächenschutz mit einer weichen Bürste oder einem Kunststoffvlies gründlich entfernen, da sonst Partikel anhaften können. Dadurch kann eine spätere Reinigung und Sterilisation erschwert werden oder nicht möglich sein. Sicherstellen, dass schwer zugängliche Bereiche gut gereinigt und mehrfach gespült werden. Hohlräume und Lumen müssen mit mind. 3 x 20 ml kaltem Leitungswasser (<40°C) mit Hilfe eines Spüladapters (z.B. der Firma Medisafe), einer Spritze oder einer Wasserdruktpistole intensiv (>30 Sec.) gespült werden. Dieser Vor-Reinigungsschritt ist vor der weiteren manuellen Reinigung oder vor der Reinigung mit dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) durchzuführen. 6.3. Manuelle Reinigung und Desinfektion Tauchbad mit dazu geeigneten flüssigen Reinigungsmitteln zubereiten. Ein zum Reinigungsmittel kompatibles Desinfektionsmittel verwenden, das für die Bereitung eines Tauchbads geeignet ist. Angaben des Reinigungsmittel-/ Desinfektionsmittelherstellers beachten. Nur Mittel verwenden, die für Medizinprodukte aus Kunststoff mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 12,3 geeignet sind. Empfehlung: Reinigungsmittel gigazyme® (Schülke & Mayr) und Desinfektionsmittel Korsorex Plus. Keine hoch alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Diese haben einen schädigenden Einfluss auf die Lebensdauer des Produkts.
Die Produkte dürfen nur von ausgebildetem, medizinischem Personal verwendet werden. Die Produkte sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen. Nach dem Gebrauch ist eine erneute Wiederaufbereitung und Nutzung untersagt. Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	6.4. Maschinelle Reinigung und Desinfektion Angabe des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG) mit geprüfter Wirksamkeit nach DIN EN ISO 15883 einsetzen. Angaben der Reinigungs- und Desinfektionsmittelhersteller beachten. Nur Mittel verwenden, die für Medizinprodukte aus Kunststoff mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 12,3 geeignet sind. Empfehlung: neodisher® mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG). Programm zur thermischen Desinfektion verwenden. Angaben des RDG-Herstellers zum Programmablauf und Gerät beachten und einhalten. Produkt während maschineller Reinigung und Desinfektion sicher lagern und gegen mechanische Beschädigungen schützen. Nicht gemeinsam mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen reinigen. Produkt in einen geeigneten Spülkorb legen. Vorgaben zur Beladung des RDG-Herstellers beachten und einhalten. Spüladapter für Produkte mit Lumen verwenden und gem. Angaben des RDG-Herstellers anschließen. Reinigungsprogramm Programmablauf mit folgenden Eigenschaften einstellen 1 Min. Vorspülen mit kaltem Wasser - Entleerung 3 Min. Vorspülen mit kaltem Wasser - Entleerung 5 Min. Waschen bei 55°C mit 0,5% alkalischem Reiniger - Entleerung 3 Min. Neutralisation mit warmem Leitungswasser (>40°C) und Neutralisator (0,1% Neodisher®Z) - Entleerung 2 Min. Zwischenspülung mit warmem demineralisiertem Wasser (>40°C) - Entleerung
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	6.5. Sterilisation - Minimal 134°C und maximal 137°C in Satttdampf - Haltezeit mind. 5 Min. bis max. 20 Min. - Trocknung im Vakuum für mind. 10 Min. - Sterilisator (Klasse B) gem. geltender nationaler Normen und Vorschriften (z.B. DIN EN 13060 oder DIN EN 285) Beispiel: Sterilisator Klasse B der Firma Tuttnauer. Empfehlungen des Sterilisator-Herstellers zu Beladung, Handhabung und Trockenzeiten beachten.
Die Produkte dürfen nur von ausgebildetem, medizinischem Personal verwendet werden. Die Produkte sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen. Nach dem Gebrauch ist eine erneute Wiederaufbereitung und Nutzung untersagt. Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	Ausschluss: Produkt nicht mit Heißluft, EO-Gas, Gammastrahlung, Plasma oder mit einem anderen Verfahren sterilisieren. WICHTIG: Vor Gebrauch Produkt auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Die Aufrechterhaltung des sterilen Zustands nach dem Sterilisationsprozess ist vom Betreiber zu gewährleisten. Sind die zuvor aufgeführten und empfohlenen Chemikalien und Geräte für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation nicht verfügbar, obliegt es dem Anwender, sein Verfahren entsprechend zu validieren. Auch bei der Wahl anderer Sterilisationsverfahren als dem hier beschriebenen ist das abweichende Verfahren entsprechend durch den Anwender zu validieren.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	6.6. Einschränkung der Wiederaufbereitung Das Produkt ist zum Einmalgebrauch vorgesehen und darf nicht wieder aufbereitet und nicht wiederverwendet werden.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	7 Sichtprüfung Vor dem Gebrauch ist eine Sichtprüfung am Produkt vorzunehmen. Defekte Produkte dürfen nicht verwendet werden. Sie sind durch neue zu ersetzen. Bei diesem Produkt handelt es sich um Produkte zum Einmalgebrauch. Eine wiederholte Benutzung und/oder Wiederaufbereitung ist strengstens untersagt.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	8 Ausschluss von Reparatur und Modifikation Eigenmächtige Modifikationen und Reparaturen sind strengstens untersagt. Bei eigenmächtigen Modifikationen oder Reparaturen erlischt die Herstellergewährleistung sofort.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	9 Verpackung, Lagerung, Transport Aufbewahrung nur in sauberer und trockener Umgebung. Aufbewahrung nur in schützenden Behältern mit Einzelfächern oder einzeln in Folie eingeschweißt. Produkt beim Transportieren, Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren und Lagern stets mit größter Sorgfalt behandeln. Dies gilt insbesondere für feine und empfindliche Bereiche. Produkt nicht zusammen mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen lagern oder transportieren. Die Aufrechterhaltung des sterilen Zustands nach dem Sterilisationsprozess ist vom Betreiber zu gewährleisten.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	10 Hersteller REGER Medizintechnik GmbH Gewerbestraße 10 78667 Villingendorf Deutschland Tel.: +49 (0) 741/ 270 698-0 Fax: +49 (0) 741/ 270 698-10 info@reger-med.de www.reger-med.de
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	11 Gewährleistung Eine Haftung für Produkte, die modifiziert wurden, die nicht entsprechend ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wurden, die unsachgemäß behandelt oder gehandhabt wurden oder bei einer Abweichung von dieser Gebrauchsanweisung wird ausgeschlossen. Der Hersteller übernimmt des Weiteren keine Haftung für vorsätzliche, zufällige oder sich aus der Anwendung oder Handhabung ergebende Schäden. Bei Reparaturen an unseren Produkten durch Firmen, die nicht von uns autorisiert wurden, entfällt jede Gewährleistung. Eigenmächtige Reparaturen sind strengstens untersagt.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	12 Rücksendung Rücksendungen werden nur angenommen, wenn diese als „hygienisch unbedenklich“ oder „nicht kontaminiert“ gekennzeichnet und sicher für den Versand verpackt worden sind. Verwenden Sie für Rücksendungen unseren Retourenschein.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	13 Entsorgung Die Entsorgung des Produkts, des Verpackungsmaterials sowie des Zubehörs hat nach den jeweils geltenden länderspezifischen Vorschriften und Gesetzen zu erfolgen. Die Vorgaben zur Entsorgung des jeweiligen klinischen Platzes sind des Weiteren zu befolgen.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	14 Regulatorischer Hinweis Melden Sie schwerwiegende Vorfälle mit dem Produkt an uns. Wenn Sie Anwender in der Europäischen Union sind, melden Sie schwerwiegende Vorfälle zusätzlich an die zuständige Behörde in Ihrem Mitgliedsstaat.
Bei den Produkten handelt es sich um ein Zubehör zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen/Schlauchsystemen für den Labor- und klinischen Bedarf. Im Laborbereich werden die Produkte z.B. für Forschungszwecke verwendet, in der Klinik z.B. zur Verbindung von nicht-invasiven Schläuchen zur Ableitung von Flüssigkeiten. Die Verwendung der Produkte für invasive Anwendungen jeglicher Art, für die Verwendung in Kombination mit Schläuchen/Schlauchsystemen zur Durch- und Einleitung von Blut, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten, Arzneimitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen ist strengstens untersagt, da dies zu einer Schädigung des Patienten führen könnte. Die Produkte dürfen nicht für die Kombination oder Verbindung von Zubehör verwendet werden, das im Bereich des Herzens, des zentralen Kreislaufsystems oder des zentralen Nervensystems verwendet wird. Zuwerdhandlungen und unsachgemäßer Gebrauch führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernommen.	15 Über diese Gebrauchsanweisung Die Gebrauchsanweisung muss für den Zeitraum der Nutzung des Produkts für jeden Nutzer frei zugänglich aufbewahrt werden. Für eine aktuelle Fassung der Gebrauchsanweisung wenden Sie sich bitte an medimex GmbH oder besuchen Sie die medimex Homepage zum Download des Dokuments: www.medimex.de/downloads Änderungen vorbehalten. Dieses Medium ist nicht für Anwender in den USA bestimmt.

2 von / of 2