

8. Technische Daten

Kompatibilitätserklärung Handgriffe für monopolare Elektroden			
REF	Vp	Instrument Typ	Gerätetyp
8M900046 8M900065	6.000 Vp	Monopolare Elektroden 4 mm	Erbe VIO / ICC / ACC
8M900105		Monopolare Elektroden 2,4 mm	
8M900062 8M900066		Monopolare Elektroden 4 mm	BOWA Erbe International Martin International Valleylab Conmed Olympus
8M900067		Monopolare Elektroden 2,4 mm	
Die Kombination von Typ Instrument und Gerätetyp sind kompatibel. Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.			

Kompatibilitätserklärung monopolare Anschlusskabel			
REF	Vp	Instrument Typ	Gerätetyp
8M920104 8M920105	6.000 Vp	Monopolare Instrumente (4 mm Pin)	Erbe VIO / ICC / ACC
8M920119		Polypektomieschlingen (2,8 mm)	
8M920094 8M920127 8M920137		Elektrodenhandgriffe ohne Kabel (Erbe; Medimex)	
8M920095			Erbe T-Serie
8M920099			Martin
8M920110			BOWA
			Erbe International
Die Kombination von Typ Instrument und Gerätetyp sind kompatibel. Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.			

Kompatibilitätserklärung bipolares Pinzetten Kabel Euro Flachstecker			
REF	Vp	Instrument Typ	Gerätetyp
8M960045 8M960145	550 Vp	Bipolare Pinzetten mit Euro Flachstecker	Erbe VIO / ICC / ACC Erbe T-Serie
8M960057			Erbe VIO Erbe T-Serie nicht für Erbe ACC / ICC
8M960047			Martin
8M960053			Erbe International (Buchse 22 mm) nicht für Erbe ACC / ICC
8M960055			BOWA Erbe VIO International (Buchse 28 mm) Martin International Valleylab Conmed Olympus
Die Kombination von Typ Instrument und Gerätetyp sind kompatibel. Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.			

Kompatibilitätserklärung Kabel Neutralelektroden (passiv)			
REF	Vp	Elektroden Typ	Gerätetyp
8M940077 8M940078 8M940177	500 Vp	Einmal- Neutralelektroden mit 24 mm Anschlusszunge	Erbe VIO / ICC / ACC Erbe T-Serie (6,3 mm)
8M940178			BOWA Erbe International (Buchse Typ US) Martin International Valleylab Conmed Olympus
Die Kombination von Typ Instrument und Gerätetyp sind kompatibel. Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.			



BOWA-electronic GmbH & Co.KG
Heinrich-Hertz-Straße 4-10
D-72810 Gomaringen

Nähere Informationen erhalten Sie
unter folgender Rufnummer:
+ 49 (0) 70 72-60 02-0

oder im Internet unter: www.bowa-medical.com

Vertrieb durch:

medimex

medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9-11
D-65549 Limburg
Telefon: +49.6431.7302 300
Telefax: +49.6431.7302 235
E-Mail: kontakt@medimex.de
www.medimex.de