

Auszug aus der Gebrauchsanweisung

8. Technische Daten

Kompatibilitätserklärung Handgriffe für monopolare Elektroden			
REF	Vp	Instrument Typ	Gerätetyp
8M900046 8M900065	6.000 Vp	Monopolare Elektroden 4 mm	Erbe VIO / ICC / ACC
8M900105		Monopolare Elektroden 2,4 mm	
8M900062 8M900066		Monopolare Elektroden 4 mm	BOWA Erbe International Martin International Valleylab Conmed Olympus
8M900067		Monopolare Elektroden 2,4 mm	
<p>Die Kombination von Typ Instrument und Gerätetyp sind kompatibel. Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.</p>			

Kompatibilitätserklärung monopolare Anschlusskabel			
REF	Vp	Instrument Typ	Gerätetyp
8M920104 8M920105	6.000 Vp	Monopolare Instrumente (4 mm Pin)	Erbe VIO / ICC / ACC
8M920119		Polypektomieschlingen (2,8 mm)	
8M920094 8M920127 8M920137		Elektrodenhandgriffe ohne Kabel (Erbe; Medimex)	
8M920095			Martin
8M920099			BOWA
8M920110			Erbe International
<p>Die Kombination von Typ Instrument und Gerätetyp sind kompatibel. Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.</p>			

Kompatibilitätserklärung bipolares Pinzetten Kabel Euro Flachstecker			
REF	Vp	Instrument Typ	Gerätetyp
8M960045 8M960145	550 Vp	Bipolare Pinzetten mit Euro Flachstecker	Erbe VIO / ICC / ACC Erbe T-Serie
8M960057			Erbe VIO Erbe T-Serie nicht für Erbe ACC / ICC
8M960047			Martin
8M960053			Erbe International (Buchse 22 mm) nicht für Erbe ACC / ICC
8M960055			BOWA Erbe VIO International (Buchse 28 mm) Martin International Valleylab Conmed Olympus
<p>Die Kombination von Typ Instrument und Gerätetyp sind kompatibel. Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.</p>			

Kompatibilitätserklärung Kabel Neutralelektroden (passiv)			
REF	Vp	Elektroden Typ	Gerätetyp
8M940077 8M940078 8M940177	500 Vp	Einmal- Neutralelektroden mit 24 mm Anschlusszunge	Erbe VIO / ICC / ACC Erbe T-Serie (6,3 mm)
8M940178			BOWA Erbe International (Buchse Typ US) Martin International Valleylab Conmed Olympus
<p>Die Kombination von Typ Instrument und Gerätetyp sind kompatibel. Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.</p>			



BOWA-electronic GmbH & Co.KG
Heinrich-Hertz-Straße 4-10
D-72810 Gomaringen

Nähere Informationen erhalten Sie
unter folgender Rufnummer:
+ 49 (0) 70 72-60 02-0

oder im Internet unter: www.bowa-medical.com

Vertrieb durch:

medimex

medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9-11
D-65549 Limburg
Telefon: +49.6431.7302 300
Telefax: +49.6431.7302 235
E-Mail: kontakt@medimex.de
www.medimex.de