

**Kompatibilitätserklärung
Monopolare HF-Elektroden**

**Declaration of Compatibility
Monopolar HF Electrodes**

FN0602

1 / 3

Die unten aufgeführten Produkte der REGER Medizintechnik GmbH, sind zu folgenden HF-Generatoren und zu Instrumenten mit den unten aufgeführten Anschlüssen unter Beachtung der jeweiligen Zubehörbemessungsspannung (kVp) kompatibel:

The below mentioned products of REGER Medizintechnik GmbH, are compatible with the following HF units and instruments including the below listed connections, taking into account the respective rated accessory voltage (kVp):

Art-Nr. Art. No.	Anschluss monopolarer HF-Kabel Anschluss monopolarer HF-Handgriff Connector monopolar HF cable Connector monopolar HF handle	HF-Generator Beispiel HF unit example
401-0, 401-1, 402-0, 402-2, 403-0, 404-0, 405-0, 406-0, 406-1, 407-0, 408-0, 411-0, 414-0, 415-0, 416-0, 417-0, 417-1, 418-1, 419-1, 421-1, 421-2, 421-2, 421-3, 421-4, 422-0, 430-1, 430-2, 484-2, 484-5.	Ø 1,6 mm Anschluss Ø 1,6 mm connector	Berchtold BOWA Covidien EMED ERBE KLS Martin Valleylab Tekno
293-2, 293-9, 300-0, 300-5, 301-0, 302-0, 303-1, 303-2, 303-5, 303-6, 303-8, 304-1, 304-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-8, 305-9, 305-15, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-7, 306-9, 306-10, 306-11, 307-2, 307-3, 308-0, 308-2, 308-5, 309-0, 309-5, 310-0, 312-5, 312-7, 312-8, 313-5, 313-8, 316-0, 316-1, 323-0, 323-1, 324-0, 325-0, 325-0, 326-0, 331-0, 333-0, 333-0, 337-1, 339-0, 339-1, 339-2, 339-4, 339-5, 339-9, 340-0, 340-7, 340-11, 341-0, 341-3, 341-6, 341-9, 342-1, 342-2, 342-3, 342-5, 343-0, 344-1, 344-2, 344-3, 344-4, 344-6, 344-7, 344-8, 346-0, 350-0, 350-1, 351-0, 352-0, 351-0, 352-0, 353-0, 353-0, 358-0, 359-0, 360-0, 361-0, 362-0, 363-0, 364-0, 368-0, 370-0, 371-0, 373-0, 373-1, 374-3, 374-4, 374-5, 374-6, 374-7, 374-8, 387-3, 390-1, 390-3,	Ø 2,4 mm Anschluss Ø 2,4 mm connector	Berchtold BOWA Covidien EMED ERBE KLS Martin Valleylab Tekno

**Kompatibilitätserklärung
Monopolare HF-Elektroden**

**Declaration of Compatibility
Monopolar HF Electrodes**

FN0602

2 / 3

391-0, 392-0, 392-1, 392-2,
393-3, 392-4, 392-5, 392-7,
392-8, 392-9, 392-10, 392-11,
392-12, 393-0, 393-1, 393-2,
393-4.

101-0, 102-0, 102-10, 103-0,
103-1, 103-2, 104-0, 105-0,
106-0, 107-0, 108-0, 108-2,
108-3, 108-4, 108-5, 109-0,
109-1, 109-5, 110-5, 112-0,
113-0, 114-0, 115-0, 116-0,
201-0, 202-0, 203-0, 203-5,
203-5, 203-8, 203-9, 205-0,
205-5, 205-9, 206-0, 206-0,
206-2, 206-5, 206-9, 207-0,
208-0, 209-0, 210-1, 210-13,
210-2, 210-3, 210-5, 210-9,
211-1, 211-2, 211-5, 211-6,
211-8, 211-9, 212-1, 212-2,
212-3, 212-5, 212-7, 212-8,
213-1, 213-3, 213-5, 213-8,
214-1, 214-2, 214-3, 214-4,
214-5, 214-6, 214-8, 214-9,
215-1, 215-2, 216-0, 216-1,
216-5, 217-0, 223-0, 224-0,
225-0, 226-0, 227-0, 229-0,
230-1, 230-3, 230-4, 232-0,
232-1, 232-3, 233-0, 239-1,
239-2, 239-3, 239-6, 239-7,
240-1, 240-11, 240-13, 240-2,
240-3, 240-5, 240-6, 240-7,
240-8, 241-1, 241-3, 241-6,
242-0, 242-1, 242-6, 242-7,
242-8, 243-0, 244-0, 244-4,
244-6, 244-7, 244-8, 246-0,
247-0, 248-0, 248-7, 250-0,
250-1, 251-0, 252-0, 258-0,
259-0, 260-0, 261-0, 261-1,
262-0, 263-0, 264-0, 266-1,
268-0, 270-0, 270-10, 270-6,
270-8, 271-0, 271-2, 271-3,
271-4, 272-3, 274-3, 274-4,
274-5, 274-6, 274-7, 274-8,
274-9, 275-0, 275-3, 275-5,
280-0, 285-2, 290-3, 292-0,
292-1, 292-2, 292-3, 292-4,
292-5, 292-7, 292-8, 293-1,
293-5, 293-6, 293-8, 297-0,
297-0, 298-0.

Ø 4 mm Anschluss
Ø 4 mm connector

Berchtold
BOWA
Covidien
EMED
ERBE
KLS Martin
Valleylab
Tekno

Kompatibilitätserklärung Monopolare HF-Elektroden	Declaration of Compatibility Monopolar HF Electrodes	FN0602
		3 / 3

Die Kompatibilität mit anderen HF-Generatoren ist möglich, wenn eine der oben aufgeführten monopolaren Anschlussbuchsen vorhanden ist und die maximale Zubehörbemessungsspannung eingehalten wird.
Die Angaben in der jeweiligen Gebrauchsanweisung sind zu befolgen.

*Compatibility with other HF units is possible, if the aforementioned monopolar socket is available and the max. rated voltage of the accessory is kept.
Any requirements set forth in the respective IFU have to be followed.*

Die oben aufgeführten Produkte wurden einem Konformitätsbewertungsverfahren gem. der Verordnung (EU) 2017/745, Annex IX, Chapter I and III unterzogen.
Hiermit wird bestätigt, dass diese Produkte den Anforderungen entsprechen.

*The products listed above have undergone a conformity assessment procedure in accordance with Regulation (EU) 2017/745, Annex IX, Chapter I and III.
This is to confirm that the products meet the requirements.*

Villingendorf, 14.05.2025.


ppa. Christopher Kohn
Technischer Leiter / Technical Director
REGER Medizintechnik GmbH

Erstellt/geändert/Edited/Modified: Datum/Date: 07.04.2024 Von/By: G. Vilela	Geprüft und freigegeben/Checked and Released Datum/Date: 14.05.2025 Von/By: C. Kohn	Im QMS ausgetauscht / Exchanged in QMS: Datum/Date: 14.05.2025 Von/By: G. Vilela	Index: B
---	---	--	-------------