



medifa OP-Tische



medimex 

medifa – Herstellerkompetenz im Operationssaal



OP-Kompetenz unter einem Dach mit globalem Partner-Netzwerk

medifa ist ein inhabergeführter und weltweit agierender Komplettlösungsanbieter in der Medizintechnik. Das Produkt- und Leistungsportfolio deckt den kompletten Bereich an modularen Wand-, Tür-, Decken- und Schrank-Systemen (RooSy®Room Systems) für den schlüsselfertigen OP, Operationsleuchten sowie Operationstische mit Zubehör bis hin zu Sonderbaulösungen und Möbeln ab.

Funktionalität und Komfort für mehr Effizienz im OP-Saal

Die mobilen Operationstische von medifa ermöglichen eine optimale, einfache und sichere Patientenlagerung im Operationssaal für alle chirurgischen Disziplinen, Anforderungen und Anwendungen in Kliniken, im Krankenhaus, sowie in ambulanten OP-Zentren. Die OP-Tische dienen der speziellen Lagerung der Patienten während eines chirurgischen Eingriffs, der Operation, so dass der Operateur gute Zugangsmöglichkeiten zum OP-Situs hat.

Die mobilen OP-Tische und das Zubehör von medifa sind modular aufgebaut. Das Produktportfolio beinhaltet unterschiedliche OP-Tisch Modelle, die nach Eingriffsspektrum konfiguriert werden und mit vielseitigem Lagerungszubehör komplettiert werden um die Patienten in unterschiedlichen Operationen schonend zu lagern. Der Antrieb des Operationstisches erfolgt je nach Modell manuell, mechanisch, elektro-hydraulisch oder elektro-mechanisch.

Die OP-Tische werden in bewährter Qualität ausschließlich in Deutschland entwickelt, produziert und gefertigt. 100 % Made in Germany ist ein Versprechen!

 **MADE IN
GERMANY**



Die Vorteile der mobilen OP-Tische von medifa

- ✓ Durchdachtes und intuitives Bedienkonzept
- ✓ Hintergrundbeleuchtete Kabel-Fernbedienung inkludiert
- ✓ Einfach manövrierbar und spurstabil
- ✓ Zuverlässig, sicher und wartungsarm
- ✓ Druckentlastende Memoryschaumpolster 80 mm mit Durchliegeschutz
- ✓ Fußfreiheit durch spezielle Sockelbauweise
- ✓ Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- ✓ Varianten mit niedriger Aufstiegshöhe
- ✓ Vielfältige Einsatz- und Lagerungsmöglichkeiten für unterschiedliche Applikationen
- ✓ Umfangreiche Zubehörpalette für alle chirurgischen Disziplinen
- ✓ Für Röntgen- und C-Bogen-Einsatz geeignet
- ✓ Große Auswahl an durchleuchtbarem Zubehör

Die medifa Operationstische sind innovativ gestaltet, um den Workflow im OP schneller, einfacher und somit effizienter zu gestalten. Bei der Entwicklung der Produkte wird in Abstimmung mit Ärzten und Krankenhäusern darauf geachtet, dass die OP-Tische die Arbeit des OP-Teams erleichtern und der Behandlungserfolg für die Patienten verbessert wird. Die OP-Tische sind einfach zu handhaben, können schnell vorbereitet und aufgebaut werden und bieten vielseitige Funktionalitäten, wodurch sich der Alltag im OP-Raum, Eingriffsraum oder der Ambulanz einfacher und zweckmäßiger gestalten lässt. Die postoperative hygienische Aufbereitung ist schnell und effizient durchzuführen.

Wir bieten Ihnen ein sehr breites Spektrum an OP-Tisch-Lösungen inklusive Zubehör und Funktionsmobiliar für alle medizinischen Fachbereiche und Fachdisziplinen.

medifa 5000 BASIC und 5000



medifa 5000 BASIC und 5000


Die mobilen OP-Tische der Serie medifa 5000 BASIC bieten robuste Lösungen für die Ambulanz und Notfallversorgung. Zahlreiche Varianten finden Sie bei der OP-Tisch-Serie medifa 5000, die sich durch ein attraktives Preis-/Leistungs-Verhältnis sowie der größten Variantenvielfalt auf dem Weltmarkt für OP-Tische auszeichnet. Damit lässt sich der medifa 5000 perfekt an Ihre Anforderungen und Ihr Budget anpassen.

Technische Daten

Spezifikationen

medifa 5000 BASIC

medifa 5000

Empfohlen für	medifa 5000 BASIC		medifa 5000	
	Ambulanz, Notfallversorgung		Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie, Urologie, Proktologie	
Bedienung	manuell	elektromechanisch	manuell	elektromechanisch
 Höhenverstellung	X	X	X	X
 Trendelenburg/Antitrendelenburg	X	-	X	X
 Lateralverstellung	X	-	X	X
 Rückenteilverstellung	X	-	X	X
 Beinplattenverstellung	X	-	X	-
 Freischwimmende Tischplatte (Free Float)	-	-	-	-
 Längsverschiebung	-	-	X	X
 Querverschiebbarkeit	-	-	-	-
 Automatische 0-Stellung	-	-	-	X simultan
 (Re-)Flexbewegung	X	-	X	X
 Memory Funktion	-	-	-	3 Positionen modellabhängig
 Reversemode	X	-	-	X
 Max. zul. Gesamtbelastung	150 kg		bis zu 250 kg	

medifa 6000 und 7000




medifa 6000 und 7000

Die mobilen OP-Tische der Serien medifa 6000 und 7000 sind die Allrounder im OP. Sie eignen sich für sämtliche medizinische Fachgebiete. Ein intuitives Bedienkonzept gepaart mit hoher Funktionalität gewährleisten einen effizienten Workflow. In Sachen Flexibilität und Erweiterbarkeit, optimaler Grundhöhe und hoher Belastbarkeit, entsprechen sie den höchsten Anforderungen im OP. Wählen Sie das für Ihre Anforderungen richtige Modell aus.

Technische Daten

Spezifikationen

Spezifikationen	medifa 6000		medifa 7000
	manuell	elektrohydraulisch	elektromechanisch
Empfohlen für	Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren		Adipositas-Chirurgie, Orthopädie, Hals-Nasen-Ohren, Ophthalmologie, Gynäkologie, Urologie
Höhenverstellung	–	X	X
Trendelenburg/Antitrendelenburg	–	X	X
Lateralverstellung	–	X	X
Rückenteilverstellung	–	X	X
Beinplattenverstellung	X	X	X
Freischwimmende Tischplatte (Free Float)	–	–	–
Längsverschiebung	–	X	optional
Querverschiebbarkeit	–	–	–
Automatische 0-Stellung	–	X	X simultan
(Re-)Flexbewegung	–	X	X
Memory Funktion	–	–	–
Reversemode	–	X	X
Max. zul. Gesamtbelastung	454 kg		544 kg



medifa 8000 und 8000 hybrid – Die mobile Hybrid-OP Lösung

Die mobilen OP-Tische medifa 8000 und 8000 hybrid verfügen über eine einzigartige Carbon-Liegefläche, die sich neben optimaler Röntgentransparenz durch die integrierten ebenfalls aus Carbon gefertigten Normschienen auszeichnen. Hierdurch ergibt sich eine 360°-Röntgentransparenz von bis zu 1.580 mm. Der medifa 8000 oder 8000 hybrid ist in Kombination mit mobilen Röntgengeräten (wie z.B. einem 3D C-Bogen) die wirtschaftliche Lösung für Ihren Hybrid-OP.

Technische Daten

Spezifikationen

	medifa 8000	medifa 8000 hybrid	
Empfohlen für	Hybrid-OP, Kardiovaskuläre Chirurgie, Gefäßchirurgie, Neuro-/Wirbelsäulen-Chirurgie, ERCP, Schmerz-Therapie	Hybrid-OP, Kardiovaskuläre Chirurgie, Gefäßchirurgie, Neuro-/Wirbelsäulen-Chirurgie, Onkologie, Orthopädie/Traumatologie	
Bedienung	elektrohydraulisch	manuell	elektrohydraulisch
Höhenverstellung	X	-	X
Trendelenburg/Antitrendelenburg	X	-	X
Lateralverstellung	X	-	X
Rückenteilverstellung	-	-	-
Beinplattenverstellung	-	-	-
Freischwimmende Tischplatte (Free Float)	-	X	-
Längsverschiebung	X	X	X
Querverschiebbarkeit	X	X	X
Automatische 0-Stellung	X	-	X
(Re-)Flexbewegung	-	-	-
Memory Funktion	3 Positionen	-	3 Positionen
Reversemode	X	-	X
Max. zul. Gesamtbelastung	250 kg	250 kg	

medifa 9000



medifa 9000

Das modulare OP-Tischsystem medifa 9000 bietet eine schnelle und einfache Anpassung an die fachspezifischen Anforderungen sowie eine patientenschonende Lagerung. Es ermöglicht Extrempositionen durch eine einzigartige Kombination aus Kantung und Neigung. Wählen Sie aus drei Säulentypen. Die Wechselplatten können an allen vier Seiten aufgefahren werden. Eine Vielzahl an Zubehör ergänzt die disziplinären Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Spezifikationen

medifa 9000

Empfohlen für	Für alle chirurgischen Fachbereiche - von Allgemeinchirurgie über Orthopädie und Traumatologie, sowie Neuro-/Gefäßchirurgie
Bedienung	elektromechanisch
Höhenverstellung	X
Trendelenburg/Antitrendelenburg	X
Lateralverstellung	X
Rückenteilverstellung	X
Beinplattenverstellung	X
Freischwimmende Tischplatte (Free Float)	-
Längsverschiebung	X
Querverschiebbarkeit	-
Automatische 0-Stellung	X simultan
(Re-)Flexbewegung	X
Memory Funktion	36 Positionen
Reversemode	X
Max. zul. Gesamtbelastung	453 kg

Wir liefern das komplette Zubehör-Sortiment für medifa OP-Tische auf Anfrage.
Sprechen Sie uns gerne an!

Weitere Informationen sowie Bestell- und Preisauskünfte erhalten Sie über unsere Vertriebspartner:

SMS medipool

Robert-Koch-Straße 2a
D-66299 Friedrichsthal
Tel.: +49 6897 7909-0
Fax: +49 6897 7909-99

Therese-Giehse-Platz 2
D-82110 Germering
Tel.: +49 89 85604-0
Fax: +49 89 85604-210

Burgwedeler Straße 193
D-30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 367664-0
Fax: +49 511 367664-50

op-tisch@sms-medipool.de
www.sms-medipool.de



Gersteinstraße 7a
D-59227 Ahlen

Tel.: +49 2382 9808-0
Fax: +49 2382 9808-51

op-tisch@bursch.de
www.bursch.de



medimex GmbH
www.medimex.de
op-tisch@medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 