




Anästhesie und Intensivmedizin



Beatmungssystem Septiflow



Beatmungssystem Septiflow


Das durch ein Septum getrennte zweilumen Einschlauch-System ermöglicht zwischen inspiratorischem und expiratorischem Teil einen Temperaturexchange und reduziert dadurch Wärmeverluste. „Septiflow“ ist ein Leichtgewicht für die Anästhesie & Intensivmedizin, geeignet für Erwachsene und Kinder ab 4,5 kg Körpergewicht.

- Flexibler und knickfester Schlauch
 - Latex + PHThalat frei
 - Im Reinraum produziert und verpackt
 - Geräteseitige Normanschlüsse 22 mm ID
- Patientenseitig gerader Konnektor 15 mm ID / 22mm AD
 - Aufgesteckter Winkeladapter mit CO₂ Messanschluss 15 mm ID / 22 mm AD x 15 mm AD

1	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Beatmungssystem Septiflow 180 cm mit Winkeladapter	20	AL-11100.V018	8M70218000
	Anästhesie Beatmungssystem Septiflow 180 cm, Winkeladapter, integrierte CO ₂ Messleitung	15	AL-11100-000/5.V013	8M70218010
	Anästhesie Beatmungssystem Septiflow 180 cm, Winkeladapter, 2 Ltr. Beutel, Flexschlauch: 60 – 150 cm	15	AL-11103-060.V014	8M70218022
	Anästhesie Beatmungssystem Septiflow 180 cm, Winkeladapter, intergrierte CO ₂ Messleitung, Beutel 2 Liter, Flexschlauch: 60 – 150 cm	10	AL-11103-060/5.V011	8M70218032
	Beatmungssystem Septiflow 240 cm mit Winkeladapter	40	AL-11100.V019	8M70224000
	Anästhesie Beatmungssystem Septiflow 240 cm, integrierte CO ₂ Messleitung, Winkeladapter, 2 Liter Beutel, 60 – 150 cm Flexschlauch	10	AL-11103-060/5.V012	8M70224032



Beatmungssystem Septiflow mit Wasserfalle




Beatmungssystem Septiflow mit Wasserfalle

Die integrierte Dual-Wasserfalle ergänzt die Vorteile von „Septiflow“ und sammelt Kondenswasser aus den Teilen der Inspiration & Expiration. Dank der Nadelfreien Ports muss die Wasserfalle zum Entleeren nicht geöffnet werden. Dies gibt den Anwendern als auch den Patienten ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene.

- *Flexibler und knickfester Schlauch*
 - *Patentierter Dual-Wasserfalle*
 - *Nadelfreier Entnahme Port*
 - *CO2 Messleitung + Anschlussleitung*
 - *Latex + PHTalat frei*
- *Patientenseitig gerader Drehkonnektor*
 - *Aufgesteckter Winkeladapter*
 - *Geräteseitige Normanschlüsse*
 - *Im Reinraum produziert und verpackt*

2	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Anästhesie Beatmungssystem "Septiflow" 180 cm, Dual-Wasserfalle mit Nadelfreiem Port, integr. CO2 Messleitung, Winkeladapter, 2 Ltr. Beutel, 120 cm Schlauch mit Konnektor, Aufhänger	20	AL-11121-060/5.V006	8M70218042
	Anästhesie Beatmungssystem "Septiflow" 240 cm, Dual-Wasserfalle mit Nadelfreiem Port, integr.CO2 Messleitung, Winkeladapter, 2 Ltr. Beutel, 120 cm Schlauch mit Konnektor, Aufhänger	15	AL-11121-060/5.V007	8M70224042
	Anästhesie Beatmungssystem "Septiflow" 300 cm, Dual-Wasserfalle mit Nadelfreiem Port, integr. CO2 Messleitung, Winkeladapter, 2 Ltr. Beutel, 120 cm Schlauch mit Konnektor, Aufhänger	15	AL-11121-060/5.V008	8M70230042

Beatmungssystem Mediflow Koaxial




Beatmungssystem Mediflow Koaxial

Das Schlauch in Schlauch System ermöglicht zwischen inspiratorischem und expiratorischem Teil einen Temperaturaustausch und reduziert dadurch Wärmeverluste. „Mediflow“ ist für die Anästhesie und Intensivmedizin geeignet, für Erwachsene und Kinder ab 9,5 kg Körpergewicht.

- Flexibler und knickfester Schlauch
- Latex + PHThalat frei
- Im Reinraum produziert und verpackt
- Geräteseitige Normanschlüsse 22mm ID
- Patientenseitig gerader Dreh Konnektor 15 mm ID / 22 mm AD
- Aufgesteckter Winkeladapter mit CO₂ Messanschluss 15 mm ID / 22 mm AD x 15 mm AD
- Koaxial-Testadapter

1	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Anästhesie & Beatmungssystem Mediflow Koaxial, 180 cm mit Swivel und Winkeladapter	20	AL-1900.V037	8M70318000
	Anästhesie Beatmungssystem Koaxial, 180 cm, Winkeladapter, integrierte CO ₂ Messleitung, Beutel 2 Liter, Flexschlauch: 60 – 150 cm	10	AL-1903-060/5.V017	8M70318032
	Anästhesie & Beatmungssystem Mediflow Koaxial, 240 cm mit Swivel und Winkeladapter	20	AL-1900.V038	8M70324000
	Anästhesie Beatmungssystem Koaxial, 240 cm, Winkeladapter, integrierte CO ₂ Messleitung, Beutel 2 Liter, Flexschlauch: 60 – 150 cm	10	AL-1903-060/5.V018	8M70324032



Beatmungssystem Mediflow mit Wasserfalle

2



Beatmungssystem Mediflow mit Wasserfalle

Mediflow Koaxial ist erweitert mit einer geräteseitigen Wasserfalle Inspiratorisch und einer expiratorischen Wasserfalle hängend im Schlauch. Dank der Nadelfreien Ports kann das Kondenswasser mittels einer Spritze aus den Wasserfallen entnommen werden. Dies gibt den Anwendern als auch den Patienten ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene.

- *Flexibler und knickfester Schlauch*
 - *Zwei Wasserfallen*
 - *Nadelfreie Entnahme Ports*
 - *CO2 Messleitung + Anschlussleitung*
 - *Latex + PHTalat frei*
- *Patientenseitig gerader Drehkonnektor*
 - *Aufgesteckter Winkeladapter*
 - *Geräteseitige Normanschlüsse*
 - *Im Reinraum produziert und verpackt*

2

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
Anästhesie Beatmungssystem „Mediflow“ Koaxial 180 cm, zwei Wasserfallen mit nadelfreiem Port, Integr.Messleitung, Winkeladapter, 2 Ltr. Beutel, 120 cm Schlauch mit Konnektor und Aufhänger	20	AL-1923-060/5.V003	8M70318042
Anästhesie Beatmungssystem „Mediflow“ Koaxial 240 cm, zwei Wasserfallen mit nadelfreiem Port, Integr.Messleitung, Winkeladapter, 2 Ltr. Beutel, 120 cm Schlauch mit Konnektor und Aufhänger	15	AL-1923-060/5.V004	8M70324042



Beatmungssystem Basicflow



Beatmungssystem Basicflow

Die durch ein Y-Stück verbundenen 2 Atemschläuche bilden unser Basicflow, welches für Erwachsene in der Anästhesie und Intensivmedizin geeignet ist. Am Y-Stück ist ein Winkeladapter mit LL-Anschluss und patientenseitigen 15mm ID und 22mm AD aufgesteckt.

- Flexibler Faltenschlauch 22 mm
- Geringes Gewicht
- Latex + PHTalat frei
- Geräteseitige Normanschlüsse
- Im Reinraum produziert und verpackt
- Latex + PHTalat frei

1	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Beatmungssystem „Basicflow“ 180 cm, Y-Stück, Winkeladapter mit LLPort	40	AL-1100.V002	8M70118000
	Anästhesie Beatmungssystem „Basicflow“ 180 cm, Y-Stück, Winkeladapter mit LL-Port, 2 Ltr. Beutel, 120 cm Faltenschlauch mit Konnektor und Aufhänger	15	AL-1101-060	8M70118022

Tubusverlängerung „Gänsegurgel“



Tubusverlängerung

- Unsere Einmal-Tubusverlängerungen dienen zur Verbindung des Patienten mit einem Beatmungssystem
- Sie sind PHThalate-/Latexfrei und einzeln steril (EO) verpackt
- Normanschluss patientenseitig: 15 mm I.D. / 22 mm A.D.
- Normanschluss maschinenseitig: 22 mm I.D.

2	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Tubusverlängerung, 15 cm, Spiralschlauch mit Doppeldrehkonnektor Bronchoskopieöffnung mit Elastomerkappe, innen glatt	50	AL-16309.V011	8M70511520
	Tubusverlängerung, 20 cm, Spiralschlauch mit Doppeldrehkonnektor Bronchoskopieöffnung mit Elastomerkappe, innen glatt	50	AL-16409.V007	8M70512020
3	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Tubusverlängerung, 15 cm, Spiralschlauch, Konnektor gerade, innen glatt	50	AL-66309.V005	8M70511510
4	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Tubusverlängerung, 15 cm, Flex-Schlauch ausziehbar, Doppeldrehkonnektor Bronchoskopieöffnung mit Elastomerkappe	50	AL-17309.V010	8M70521520
5	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Tubusverlängerung, 15 cm, Flex-Schlauch ausziehbar, Konnektor gerade	50	AL-67309.V008	8M70521510

Zubehör



Atembeutel Set für Erwachsene

- Atembeutel 2 Liter
- Flex-Schlauch
- Ausziehbar 60 – 150 cm
- Konnektor 22 mm mit Aufhänger Lasche
- Latex frei
- PHT frei
- Im Reinraum produziert und verpackt

1	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Atembeutel-Set 2 Liter mit Konnektor und Flex-Schlauch 60 – 150 cm	20	AL-1003-060.V005	8M70412000

Doppeldrehkonnektor

- Latex frei
- PHT frei

2	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Doppeldrehkonnektor alleine „Double Swivel“ 15 mm ID/22 mm AD – 15 mm AD, Bronchoskopieöffnung mit Elastomerkappe steril	100	AL-10000.V001 STERILE	8M70500010

CO₂-Messleitung Anästhesie-Gasprobenschlauch

- Länge: 200 cm / 300 cm / 600 cm
- Konnektion: Luer-Lock männlich, beidseitig
- Innovative Materialzusammensetzung:
Innenschicht: PE - reduziert die CO₂- Aufnahme
Mittelschicht: EVA - schafft CO₂-diffundierende Barriere
Außenschicht: PVC - für Knickstabilität
- Biokompatibel
- Produziert und einzeln verpackt im Reinraum
- Latex frei
- PHT frei

3	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Anästhesie-Gasprobenschlauch 200 cm, Luer Lock männlich, einzeln clean packed	10	AL-0519.V004	8M70422000
	Anästhesie-Gasprobenschlauch 250 cm, Luer Lock männlich, einzeln clean packed	10	AL-0529.V001	8M70422500
	Anästhesie-Gasprobenschlauch 300 cm Luer Lock männlich, einzeln clean packed	10	AL-0512.V007	8M70423000
	Anästhesie-Gasprobenschlauch 600 cm, Luer Lock männlich, einzeln clean packed	5	AL-0535.V001	8M70426000

Bakterien-/Virenfilter



Bakterien-/Virenfilter

- Ideale elektrostatische Filterleistung
- Effektiver Wärme und Feuchtigkeitstauscher (HME, Heat and Moisture Exchanger) mit Spezialpapier (ausser 8M70611110)
- Transparentes Gehäuse aus Styrol Butadien Copolymer (SBC)
- Ohne Klebstoffe
- PHThalate- und Latexfrei
- Genormte Anschlüsse
- Luer-Lock Probeentnahmeanschluss
- Einzeln steril [EO] verpackt
- CO₂-Port

4	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Bakterien-/Virenfilter für Beatmung Erwachsene, Totraum 33 ml, steril Tidalvolumen 150 - 1500 ml Bakterienfiltereffizienz > 99,9999%	50	AL-080189.V011	8M70611110
5	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Bakterien-/Virenfilter mit HME für Beatmung Erwachsene, Totraum 53 ml, steril Tidalvolumen 150 - 1500 ml Bakterienfiltereffizienz > 99,9999%	50	AL-080169.V011	8M70621110
6	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Bakterien-/Virenfilter SMALL mit HME für Beatmung, Totraum 29 ml, steril Tidalvolumen 75 - 300 ml Bakterien- Virenfiltereffizienz > 99,99%	50	AL-080319.V006	8M70621210
7	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Bakterien-/Virenfilter mit HME für Beatmung Neonaten, Totraum 10 ml, steril Tidalvolumen 30 - 100 ml Bakterien- Virenfiltereffizienz > 99,99%	75	AL-080329.V006	8M70621310

Künstliche Nase



Künstliche Nase

1

Bezeichnung

Stück/VE

Hersteller-ID

Art.-Nr.

Künstliche Nase, Altech-Tracheostomie-HME, Papier, hygroskopisch, plissiert, O₂-Port, steril

75

AL-080259.V006

8M70641110

Beatmungsbeutel



Einmal-Beatmungsbeutel PVC mit H2O-Druckbegrenzer

- Im Reinraum Produziert und als Set einzeln in Beutel mit Tragflasche eingesiegelt
- Latex frei
- PHT frei
- Handbeatmungsbeutel zum Einmalgebrauch in drei Größen erhältlich:
 - Erwachsene > 40 Kg
 - Kinder 10 - 40 Kg
 - Säuglinge < 10 Kg

2	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	Einmal-Beatmungsbeutel Komplett Set für Erwachsene 1630ml mit Druckbegrenzungsventil 60 cmH2o, Maske Gr.5, Reservoir 2000 ml, Sauerstoffverbindungsschlauch, clean packed	18	AL-111.V004	8M70811201
	Einmal-Beatmungsbeutel Komplett Set für Kinder 600 ml mit Druckbegrenzungsventil 40 cmH2o, Maske Gr.2, Reservoir 1600 ml, Sauerstoffverbindungsschlauch, clean packed	20	AL-112.V002	8M70811202
	Einmal-Beatmungsbeutel Komplett Set für Säuglinge 275 ml mit Druckbegrenzungsventil 40 cmH2o, Maske Gr.0, Reservoir 800 ml, Sauerstoffverbindungsschlauch, clean packed	30	AL-113.V002	8M70811203

Unsere Vertriebspartner:



Robert-Koch-Straße 2a
D-66299 Friedrichsthal
Tel.: +49 6897 7909-0
Fax: +49 6897 7909-99

info@sms-medipool.de
www.sms-medipool.de

Landsberger Straße 65
D-82110 Germering
Tel.: +49 89 85604-0
Fax: +49 89 85604-210

In den Fritzenstücker 9-11
D-65549 Limburg
Tel.: +49 6431 7302-500
Fax: +49 6431 7302-577

Burgwedeler Straße 193
D-30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 367664-0
Fax: +49 511 367664-50

sms-nord@sms-medipool.de



Gersteinstraße 7a
D-59227 Ahlen
Tel.: +49 2382 9808-0
Fax: +49 2382 9808-51

info@bursch.de
www.bursch.de

Berthold-Beitz-Boulevard 420
D-45141 Essen



Amlingstadter Str. 31
96114 Hirschaid
Tel.: +49 9543 21 660-0
Fax: +49 9543 21 660-44

www.chiromed.de
info@chiromed.de



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9-11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex