

Mofixx



Minimalinvasive Eingriffe mit verbesserter Qualität, hoher Ergonomie und ökonomischer Effizienz

Mofixx ist ein einfaches und intuitives Werkzeug zur Positionierung und Fixierung der Kamera/Optik Kombination während minimalinvasiver Operationen. Dabei fixiert Mofixx die Optik in jeder vom Operateur gewünschten Position und sorgt für ein ruhiges und stabiles Bild. Durch betätigen des sterilen Mofixx-Schalters am Kamerakopf, kann das System intuitiv mit einer Hand positioniert und fixiert werden. Mofixx bietet dem Operateur zu jeder Zeit eine optimale Sicht auf den Operationssitus, unterstützt eine ergonomische Arbeitsweise und macht den „Kamerahaltenden“ frei für andere Aufgaben. Eine operative Assistenz zum halten der Kamera/Optik Kombination ist nicht mehr erforderlich.

Die Vorteile von Mofixx für Ihr Krankenhaus

- Einfach zu bedienen
- Stabile Bildqualität
- Kompaktes System
- Ergonomisches Arbeiten
- „Solo-Operation“ möglich
- Kompatibel zu 10 mm Kamera/Optiksystemen

Komponenten für den einmaligen Gebrauch:

- Trokar
- Sterile Abdeckung
- Schalter / Switch

Wiederverwendbare Komponenten:

- Mechanischer Arm inkl. Befestigung
- Steuereinheit
- Trokarklemme





Die Komponenten:

1 Komplettsystem, wiederverwendbar

Bezeichnung	Stück/VE	Art.-Nr.
Haltearm, 2 m Kabel und Netzteil, Steuergerät, 3 x Trokarklemme	1	8M80700001

2 Einmaltrokar-Set, Ø 10 mm

Bezeichnung	Stück/VE	Art.-Nr.
Einmaltrokar-Set kurz, 6,7 cm	12	8M80700002
Einmaltrokar-Set lang, 9,8 cm	12	8M80700003
Einmaltrokar-Set kurz, für Storz 3D Optik, 6,7 cm	12	8M80700012
Einmaltrokar-Set lang, für Storz 3D Optik, 9,8 cm	12	8M80700013

3 Sterile Komponenten

Bezeichnung	Stück/VE	Art.-Nr.
Sterilabdeckung Haltearm, Einweg	12	8M80700004
Schalter / Switch	12	8M80700005

4 Weitere Komponenten, Ersatzteile

Bezeichnung	Stück/VE	Art.-Nr.
Trokarklemme, Mehrweg	1	8M80700006
Haltearm	1	8M80700008
Steuereinheit	1	8M80700009
Netzteil	1	8M80700007
2 m Netzkabel	1	8M80700011
Drehbarer Befestigungskloben	1	8M370275

Unsere Vertriebspartner:

SMS medipool

Robert-Koch-Straße 2a
D-66299 Friedrichsthal
Tel.: +49 6897 7909-0
Fax: +49 6897 7909-99

info@sms-medipool.de
www.sms-medipool.de

Landsberger Straße 65
D-82110 Germering
Tel.: +49 89 85604-0
Fax: +49 89 85604-210

Burgwedeler Straße 193
D-30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 367664-0
Fax: +49 511 367664-50

sms-nord@sms-medipool.de



Gersteinstraße 7a
D-59227 Ahlen
Tel.: +49 2382 9808-0
Fax: +49 2382 9808-51

info@bursch.de
www.bursch.de

Berthold-Beitz-Boulevard 420
D-45141 Essen



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 