



Einmal-Instrumente
für die minimalinvasive
Chirurgie



medimex 




MIC-Einmal-Instrumente



medimex - Der Exklusiv-Partner für das mindray MIC Einmal-Instrumentarium in Deutschland

Einmal-Instrumente für die minimalinvasive Chirurgie



Optisch, Nicht-schneidende oder Trokare mit Schutzfunktion:

- *Klingenlos, optisch oder als Trokar mit Schutzfunktion*
- *Erhältlich in den gängigen Durchmessern und Längen*
- *Trokarhülsen einzeln und Trokarsets für ökonomisch optimierte Einsätze*



Einmal-Instrumente für die minimalinvasive Chirurgie:

Monopolar, 5 mm in zwei Längen (330 mm und 450 mm), drehbarer Schaft

Bipolar, 5 mm, 330 mm Nutzlänge, drehbarer Schaft mit Anschlusskabel

Scheren:

- *Isolation bis zur Klinge minimiert unerwünschte Gewebeschäden*
- *Optimiertes Branchendesign ermöglicht präzise Schnitte*
- *Ermüdungsfreies arbeiten durch ergonomisch geformte Griffe*

Präparier- und Fasszangen:

- *Geringes Gewicht < 90 g*
- *Varianten mit einem beweglichen Maulteil zur effizienten Präparation*
- *Varianten mit zwei beweglichen Maulteilen zum präzisen Fassen von Gewebe*
- *Mit und ohne Raste erhältlich*
- *On-Off Rastenmechanismus*



Bipolare Koagulationszangen:

- *Varianten mit einem oder zwei beweglichen Maulteilen zur effizienten Präparation*
- *Sichere bipolare Koagulation*
- *Ultrastarkes Isolationsmaterial vermeidet Kurzschlüsse*

HF-Elektroden und Zubehör:

- *5 mm monopolare HF-Elektroden für die MIC*
- *Saug-/Spülsysteme in unterschiedlichen Längen und Durchmessern*
- *Einmal-Veres Nadeln für den sicheren „ersten“ Zugang*
- *Bergebeutel für jede Anwendung in unterschiedlichen Größen und Ausführungen*
- *Kamera-Überzug*
- *Wundschutz-Retraktoren in fünf verschiedenen Größen*
- *Einmal Single Port System mit 4 Zugängen von 5-12 mm*

Einmal-Trokare



1 Einmal-Trokare, klingenlos

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
3,0 x 65	6	121-30815	8M81110054
5,5 x 70	6	121-50815	8M81110015
5,5 x 100	6	121-51815	8M81110011
5,5 x 150	6	121-53815	8M81110013
10,5 x 110	6	121-01815	8M81110022
10,5 x 150	6	121-03815	8M81110023
12,5 x 110	6	121-81815	8M81110032
12,5 x 150	6	121-83815	8M81110033

Einmal-Trokar-Set, klingenlos mit zusätzlicher Trokarhülse DUALPACK

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
5,5 x 70	6	121-50855	8M81112015
5,5 x 100	6	121-51855	8M81112011

2 Einmal-Trokare mit Schutzfunktion, schneidend

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
5,5 x 100	6	121-51825	8M81110111
10,5 x 110	6	121-01825	8M81110122
12,5 x 110	6	121-81825	8M81110132

3 Einmal-Crown Trokarhülse, einzeln (kompatibel mit Pos. 1 und 2)

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
5,5 x 100	6	121-51805	8M81111011
10,5 x 110	6	121-01805	8M81111022
12,5 x 110	6	121-81805	8M81111032

Einmal-Trokare



4 Einmal-Trokare, optisch, klingenlos

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
5,5 x 100	6	121-51745	8M81110211
10,5 x 110	6	121-01745	8M81110222
12,5 x 110	6	121-81745	8M81110232
15,0 x 100	12	121-61745	8M81110241

5 Einmal Trokar Klingenlos Low Profile mit Luer Lock Anschluss

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
5,5 x 100	15	121-51235	8M81110311
5,5 x 150	12	121-53235	8M81110313


Einmal-Trokar-Set Klingenlos Low Profile mit Luer Lock Anschluss DUALPACK

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
5,5 x 100	15	121-51245	8M81112311

6 Einmal Optiktrokarhülse, einzeln (kompatibel mit Position 4)

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
5,5 x 100	6	121-51845	8M81111211
10,5 x 110	6	121-01845	8M81111222
12,5 x 110	6	121-81845	8M81111232

Einmal-Trokare, Sets



1 Set Einmal-Hasson-Trokar, stumpf


Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
12,5 x 100	6	121-81585	8M81110431

2 Set Einmal-Trokare

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
Set bestehend aus: 2 x 12,5 mm, 2 x 5,5 mm, klingenlose, optische Einmal-Trokare 1 x Veres Nadel 1 x Bergebeutel Endobag	6	121-81615	8M81110999

Weitere Trokar-Set-Lösungen verfügbar.


Einmal-MIC-Scheren, monopolar








3 Einmal-Scheren Metzenbaum, gebogen, monopolar

Ausführung		Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
stumpf		5 x 330	12	122-3E332	8M81120001
		5 x 450	12	122-4E332	8M81120011
spitz		5 x 330	12	122-3E352	8M81120002
micro		5 x 330	12	122-3E342	8M81120003


Einmal-MIC-Präparier- und Fasszangen, monopolar



1 Einmal-Präparier- und Fasszangen, monopolar

Ausführung		Ø x Länge [mm]	Maulteil	Raste	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
Maryland, gebogen		5 x 330	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-3E113	8M81131210
		5 x 450	beide Maulteile beweglich	mit	12	122-3F113	8M81131220
rechtwinkelig gebogen		5 x 330	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-4E113	8M81231210
		5 x 450	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-3E123	8M81130210
Johan		5 x 330	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-4E123	8M81230210
				mit	12	122-3E233	8M81132210
Clinch		5 x 330	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-3F233	8M81132220
				mit	12	122-3E243	8M81133210
atraumatisch		5 x 330	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-3F243	8M81133220
Johan		5 x 330	beide Maulteile beweglich, Maulteillänge 22 mm	ohne	12	122-3E253	8M81139210
Johan		5 x 330	ein Maulteil beweglich, Maulteillänge 22 mm	ohne	12	122-3F273	8M81132222
Johan		5 x 330	beide Maulteile beweglich, Maulteillänge 40 mm	mit	12	122-3F283	8M81132122
Johan		5 x 330	ein Maulteil beweglich, Maulteillänge 40 mm	ohne	12	122-3F363	8M81132223
Babcock		5 x 330	beide Maulteile beweglich	mit	12	122-3F293	8M81132123
scharf, 1-2 Zähne		5 x 330	beide Maulteile beweglich	mit	12	122-3F263	8M81134220
				ohne	12	122-3E343	8M81135210
Allis		5 x 330	beide Maulteile beweglich	mit	12	122-3F343	8M81135220
				ohne	12	122-4F343	8M81235220
atraumatisch, Wellenzahnung		5 x 330	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-3E223	8M81136210
				mit	12	122-3F223	8M81136220
Duckbill		5 x 330	hohle Maulteile, beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-4E223	8M81236210
				mit	12	122-3E313	8M81137210
Duckbill		5 x 330	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-3F313	8M81137220
				mit	12	122-3E353	8M81138210
Duckbill		5 x 330	beide Maulteile beweglich	ohne	12	122-3F353	8M81138220
				mit	12	122-3E353	8M81138220


Einmal-MIC-Präparier- und Fasszangen, bipolar



2 Einmal-Präparier- und Fasszangen, bipolar mit Anschlusskabel (International 2-Pin 4 mm, 28 mm)

Ausführung		Ø x Länge [mm]	Maulteil	Raste	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
Johan, gefenstert, gerade		5 x 330	ein Maulteil beweglich	ohne	10	122-31021	8M81192110
Maryland, gebogen		5 x 330	ein Maulteil beweglich	ohne	10	122-31011	8M81191110
Johan, gefenstert, gerade		5 x 330	beide Mauteile beweglich	ohne	10	122-32021	8M81192210
Maryland, gebogen		5 x 330	beide Mauteile beweglich	ohne	10	122-32011	8M81191210

Einmal-MIC-HF-Elektroden | Saug-/Spül-System | Veres Nadeln



1 Einmal MIC-HF-Ektrode, 5 mm

Form	Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
L	5 x 330	30	122-30660	8M81141011
J	5 x 330	30	122-30110	8M81142011
Spatel	5 x 330	30	122-30440	8M81143011
Ball	5 x 330	30	122-30220	8M81144011

2 Einmal-Saug-/Spül-System

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
5 x 330	5	121-33004	8M81151011
3 x 330	5	121-33304	8M81151001

3 Einmal-Sonden, einzeln

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
3 x 330	15	121-32304	8M81150001
5 x 450	15	121-42004	8M81150012
10 x 330	15	121-32104	8M81150021

4 Einmal-Veres Nadeln

Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
2 x 120	10	121-20127	8M81160120
2 x 150	10	121-20157	8M81160150

Wundschutz Retraktoren | Single-Port System | Bergebeutel | Kamera-Überzug



5 Einmal-Wundschutz Retraktoren

Größe	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
XS extra klein	20 – 40	1	191-B06070645	8M81190204
S klein	25 – 60	1	191-B08090845	8M81190206
M mittel	50 – 90	1	191-B12131255	8M81190509
L groß	90 – 140	1	191-B18191855	8M81190914
XL extra groß	110 – 170	1	191-B22232255	8M81191117

6 Einmal-Single-Port System

Anzahl Zugänge / Ø [mm]	Ø x Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
4 / 2 x 5, 10, 12	80 x 150	1	191-JQGJ4C835	8M81199908

7 Einmal-Bergebeutel Endobag

Ausführung	Fassungsvolumen [ml]	Beutelmateral	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
Kescher mit Zugfaden RipStop 10 mm	200	Nylon TPU	20	121-08028	8M81171121
Kescher mit Zugfaden 10 mm	200	PU	20	121-01328	8M81171120
Kescher mit Zugfaden 10 mm	400	PU	20	121-01348	8M81171140
Kescher mit Zugfaden 10 mm	700	PU	20	121-01378	8M81171170

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

8 Einmal-Kamera-Überzug

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
3.000	25	121-00449	8M81180000

Unsere Vertriebspartner:

SMS medipool

Robert-Koch-Straße 2a
D-66299 Friedrichsthal
Tel.: +49 6897 7909-0
Fax: +49 6897 7909-99

info@sms-medipool.de
www.sms-medipool.de

Landsberger Straße 65
D-82110 Germering
Tel.: +49 89 85604-0
Fax: +49 89 85604-210

In den Fritzenstücker 9-11
D-65549 Limburg
Tel.: +49 6431 7302-500
Fax: +49 6431 7302-577

Burgwedeler Straße 193
D-30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 367664-0
Fax: +49 511 367664-50

sms-nord@sms-medipool.de

bursch

Gersteinstraße 7a
D-59227 Ahlen
Tel.: +49 2382 9808-0
Fax: +49 2382 9808-51

info@bursch.de
www.bursch.de

Berthold-Beitz-Boulevard 420
D-45141 Essen

ChiroMed

Amlingstadter Str. 31
96114 Hirschaid
Tel.: +49 9543 21 660-0
Fax: +49 9543 21 660-44

www.chiromed.de
info@chiromed.de



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 