

medimex Besucherkittel

**Sofort
lieferbar**
Kittel für alle Anwendungsbereiche



1



2

1 medimex Besucherkittel classic T

- aus umweltfreundlichem und recyclingfähigem Polypropylen (PP) Vlies
- atmungsaktiv
- bedingt wasserabweisend
- mit Trikotbündchen
- latexfrei
- ca. 20 g/m²
- Maße (L x B): ca. 136 x 140 cm
- Farbe: Dunkelgrün
- zum Binden
- unsteril
- zum einmaligen Gebrauch



Stück/VE Artikel-Nr.

10 8M50120005

2 medimex Besucherkittel classic25 G KT

- aus umweltfreundlichem und recyclingfähigem Polypropylen (PP) Vlies
- atmungsaktiv
- bedingt wasserabweisend
- mit Gummibündchen
- mit Klettverschluss am Nacken
- latexfrei
- ca. 25 g/m²
- Maße (L x B): ca. 137 x 137 cm
- Farbe: Hellgrün
- zum Binden
- unsteril
- zum einmaligen Gebrauch



Stück/VE Artikel-Nr.

10 8M50120195

medimex Besucher- und Schutzkittel



1



2

1 medimex Besucherkitel classic plus T und G

- aus umweltfreundlichem und recyclingfähigem Polypropylen (PP) Vlies
- atmungsaktiv
- bedingt wasserabweisend
- mit Gummi- oder Trikotbündchen
- latexfrei
- ca. 28 g/m²
- Maße (L x B): ca. 140 x 160 cm
- Farbe: Grün
- zum Binden
- unsteril
- zum einmaligen Gebrauch



Ausführung	Stück/VE	Artikel-Nr.
Mit Trikotbündchen	10	8M50120015
Mit Gummibündchen	10	8M50120010

2 medimex Splash Schutzkittel

- aus Polypropylen (PP) Vlies
- Polyethylen (PE) Laminierung an Armen und Front
- Schutz gegen Flüssigkeiten (PE)
- Materialprüfung in Anlehnung an die DIN EN 14126
- PSA der Kategorie I
- atmungsaktiver Rückenbereich
- mit Trikotbündchen
- latexfrei
- Farbe: Gelb
- zum Binden im Nacken und in der Taille
- unsteril
- zum einmaligen Gebrauch



Ausführung	Maße (L x B) [cm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
classic plus T, mit Trikotbündchen, 35 g/m ²	138,0 x 138,0	10	8M50120030
classic plus T KT, mit Trikotbündchen und Klettverschluss am Nacken, 40 g/m ²	140,0 x 160,0	10	8M50120035

medimex PE-Kittel



medimex PE-Kittel classic

- mit Daumenschlaufen
- latexfrei
- Größe: XL
- Maße: ca. 109 x 114 cm
- Farbe: Blau
- unsteril



1

Stück/VE

Artikel-Nr.

100

8M50120155

Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an.



medimex 

medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9–11, D-65549 Limburg
fon +49.6431.7302 300, fax +49.6431.7302 235
www.medimex.de