

medimex Bezoekersjassen

**Direct
leverbaar**
Jassen voor elk toepassingsgebied!



1



2

1 medimex Bezoekersjassen classic T

- Van milieuvriendelijk en recyclebaar polypropyleen (PP) vlies
- Ademend
- Beperkt waterafstotend
- Met tricotbandjes
- Latexvrij
- Ca. 20 g/m²
- Maten (L x B): ca. 136 x 140 cm
- Kleur: Donkergroen
- Om vast te strikken
- Niet steriel
- Wegwerp



Stuks/verpakking Artikelnr

10

8M50120005

2 medimex Bezoekersjassen classic25 G KT

- Van milieuvriendelijk en recyclebaar polypropyleen (PP) vlies
- Ademend
- Beperkt waterafstotend
- Met elastische bandjes
- Met klittenbandsluiting aan de hals
- Latexvrij
- Ca. 25 g/m²
- Maten (L x B): ca. 137 x 137 cm
- Kleur: Licht groen
- Om vast te strikken
- Niet steriel
- Wegwerp



Stuks/verpakking Artikelnr

10

8M50120195

medimex Bezoekersjassen en Beschermende jas



1



2

1 medimex Bezoekersjassen classic plus T en G

- Van milieuvriendelijk en recyclebaar polypropyleen (PP) vlies
- Ademend
- Beperkt waterafstotend
- Met elastische bandjes en tricotbandjes
- Latexvrij
- Ca. 28 g/m²
- Maten (L x B): ca. 140 x 160 cm
- Kleur: Groen
- Om vast te strikken
- Niet steriel
- Wegwerp



Uitvoering	Stuks/verpakking	Artikelnr
Met tricotbandjes	10	8M50120015
Met elastische bandjes	10	8M50120010

2 medimex Splash Beschermende jas classic plus T en T KT

- Van polypropyleen (PP) vlies
- Mouwen en voorkant met polyetheen (PE) plastificering
- Sterk vloeistof- en deeltjesafwijzend
- Ademend rugpaneel
- Met tricotbandjes en klittenbandsluiting aan de hals
- Latexvrij
- Kleur: Geel
- Om vast te strikken
- Niet steriel
- Wegwerp
- Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie 1
- Materiaalonderzoek volgens DIN EN 14126



Uitvoering	Maten (L x B) [cm]	Stuks/verpakking	Artikelnr
classic plus T, met tricotbandjes, 35 g/m ²	138,0 x 138,0	10	8M50120030
classic plus T KT, met tricotbandjes en klittenbandsluiting aan de hals, 40 g/m ² , Maat: XL	140,0 x 160,0	10	8M50120035

medimex PE-jassen



1

1 medimex PE-jassen classic

- Met duimlussen
- Latexvrij
- Maat: XL
- Maten: ca. 109 x 114 cm
- Kleur: Blauwe
- Niet steriel



Stuks/verpakking	Artikelnr
------------------	-----------

100	8M50120155
-----	------------

Vraag vandaag nog uw persoonlijke offerte aan.



medimex

medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9-11, 65549 Limburg - Duitsland
fon +49.6431.7302 300, fax +49.6431.7302 235
www.medimex.de