

medimex Besucher- und Schutzkittel

**Sofort
lieferbar**
Kittel für alle Anwendungsbereiche



1



2

1 medimex Besucherkittel classic plus T und G

- aus umweltfreundlichem und recyclingfähigem Polypropylen (PP) Vlies
- atmungsaktiv
- bedingt wasserabweisend
- PSA der Kategorie I
- mit Trikotbündchen
- latexfrei
- Farbe: Grün
- zum Binden
- unsteril
- zum einmaligen Gebrauch



Ausführung

Mit Trikotbündchen, 28 g/m²

Maße (L x B) [cm]

140,0 x 160,0

Stück/VE

10

Art.-Nr.

8M50120015

2 medimex Splash Schutzkittel

- aus Polypropylen (PP) Vlies
- Polyethylen (PE) Laminierung an Armen und Front
- Schutz gegen Flüssigkeiten (PE) und Infektionserreger
- Materialprüfung in Anlehnung an die DIN EN 14126
- PSA der Kategorie III
- atmungsaktiver Rückenbereich
- mit Trikotbündchen
- latexfrei
- Farbe: Gelb
- zum Binden im Nacken und in der Taille
- unsteril
- zum einmaligen Gebrauch



Ausführung

classic plus T, mit Trikotbündchen, 35 g/m²

Maße (L x B) [cm]

138,0 x 138,0

Stück/VE

10

Art.-Nr.


8M50120030

medimex Besucherkittel



1 medimex Besucherkittel classic T

- aus umweltfreundlichem und recyclingfähigem Polypropylen (PP) Vlies
- atmungsaktiv
- bedingt wasserabweisend
- PSA der Kategorie I
- mit Trikotbündchen
- latexfrei
- Farbe: Dunkelgrün
- zum Binden
- unsteril
- zum einmaligen Gebrauch



Ausführung	Maße (L x B) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
classic T, mit Trikotbündchen, 20 g/m ²	136,0 x 140,0	10	8M50120005



medimex 

medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9–11, D-65549 Limburg
fon +49.6431.7302 300, fax +49.6431.7302 235
www.medimex.de