

# medimex bezoekers- en beschermende jassen



1



2

**Direct  
leverbaar**  
Jassen voor elk toepassingsgebied!

## 1 medimex Bezoekersjassen classic plus T en G

- Van milieuvriendelijk en recyclebaar polypropyleen (PP) vlies
- Ademend
- Beperkt waterafstotend
- PBM van categorie I
- Met tricotbandjes
- Latexvrij
- Kleur: Groen
- Om te binden
- Niet steriel
- Wegwerp



### Uitvoering

Met tricotbandjes, 28 g/m<sup>2</sup>

### Maten (L x B) [cm]

140,0 x 160,0

### Stuks/ verpakking

10

### Artikelnr

8M50120015

## 2 medimex Splash Beschermende

- Van polypropyleen (PP) vlies
- Polyethyleen (PE) laminering op armen en voorkant
- Bescherming tegen vloeistoffen (PE) en infectieverwekkers
- Materiaalonderzoek volgens DIN EN 14126
- PBM van categorie III
- Ademend rugpaneel
- Met tricotbandjes
- Latexvrij
- Kleur: Geel
- Om in de nek en in de taille te knopen
- Niet steriel
- Wegwerp



### Uitvoering

classic plus T, met tricotbandjes, 35 g/m<sup>2</sup>

### Maten (L x B) [cm]

138,0 x 138,0

### Stuks/ verpakking

10

### Artikelnr

8M50120030

# medimex Bezoekersjassen



1

## 1 medimex Bezoekersjassen classic T

- Van milieuvriendelijk en recyclebaar polypropyleen (PP) vlies
- Ademend
- Beperkt waterafstotend
- PBM van categorie I
- Met tricotbandjes
- Latexvrij
- Kleur: Donkergroen
- Om te binden
- Niet steriel
- Wegwerp



| Uitvoering                                        | Maten (L x B)<br>[cm] | Stuks/<br>verpakking | Artikelnr  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| classic T, met tricotbandjes, 20 g/m <sup>2</sup> | 136,0 x 140,0         | 10                   | 8M50120005 |



medimex 

**medimex GmbH**

In den Fritzenstücker 9-11, D-65549 Limburg  
fon +49.6431.7302 300, fax +49.6431.7302 235  
[www.medimex.de](http://www.medimex.de)