


Einmalelektrodenhandgriffe

medimex 

www.medimex.de

Konventionell und zur Rauchgasabsaugung



Mit 3 und 5
Meter Kabel

Standard und
teleskopierbar

1 Einmalelektrodenhandgriff, mit herausnehmbarer Messerelektrode, steril

Kabellänge [m]	Elektrodenlänge (a) [mm]	Schaft [mm]	Geräteseitiger Anschluss	Stück/VE	Artikel-Nr. medimex
3,0	27,0	2,4	3-Pin	50	8M50251500
5,0	27,0	2,4	3-Pin	40	8M50251501

Bitte beachten!

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor. Download unter www.medimex.de

Einmalelektrodenhandgriff zur Rauchgasabsaugung

- Non Stick Teflon Klingenelektrode
- 3 Meter Schlauchlänge mit integriertem Kabel
- 360° rotierender Schlauchanschluß am Griff
- 22 mm Anschluss an Rauchgasabsauggeräte
- Inklusive Köcher zur Lagerung im Sterilfeld
- Transparente Saugtülle
- Teleskopversion
 - zwischen 50 und 150 mm stufenlos einstellbar
 - Feststellmechanismus

2 Standard

Kabellänge [m]	Elektrodenlänge (a) [mm]	Schaft [mm]	Geräteseitiger Anschluss	Stück/VE	Artikel-Nr.
3,0	70,0	2,4	3-Pin	20	8M50251502

3 Teleskopierbar

Kabellänge [m]	Elektrodenlänge (a) [mm]	Schaft [mm]	Geräteseitiger Anschluss	Stück/VE	Artikel-Nr.
3,0	50,0	2,4	3-Pin	20	8M50251503



 SMS medipool

www.sms-medipool.de
info@sms-medipool.de

 bursch
VON UND FÜR
MENSCHEN.

www.bursch.de
info@bursch.de