


Einmalelektrodenhandgriffe zur Rauchgasabsaugung

Standard und teleskopierbar

NEU
Ab sofort verfügbar



Einmalelektrodenhandgriff zur Rauchgasabsaugung

- Non Stick Teflon Klingenelektrode
- 3 Meter Schlauchlänge mit integriertem Kabel
- 360° rotierender Schlauchanschluß am Griff
- 22 mm Anschluss an Rauchgasabsauggeräte
- Inklusive Köcher zur Lagerung im Sterilfeld
- Transparente Saugtülle
- Teleskopversion
 - zwischen 50 und 150 mm stufenlos einstellbar
 - Feststellmechanismus

Bitte beachten!

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor. Download unter www.medimex.de

1 Standard

Elektrodenlänge [mm]	Kabellänge [m]	Schaft [mm]	Geräteseitiger Anschluss	Stück/VE	Artikel-Nr. medimex
70,0	3,0	2,4	3-Pin	20	8M50251502

2 Teleskopierbar

Elektrodenlänge [mm]	Kabellänge [m]	Schaft [mm]	Geräteseitiger Anschluss	Stück/VE	Artikel-Nr. medimex
50,0	3,0	2,4	3-Pin	20	8M50251503



SMS medipool

www.sms-medipool.de
info@sms-medipool.de

bursch
VON HAND FÜR MENSCHEN.

www.bursch.de
info@bursch.de