

NEU
Ab sofort bei uns
erhältlich!

1



1 Thermocover

Sterile Abdeckung für Kochsalzschüsseln im OP. Kleidet den kompletten Schüsselbereich inkl. des Temperiergeräts aus. Wird in die Schüssel eingelegt und nach unten über den Ständer gezogen. Durch den Aluminiumeinsatz im Bodenbereich können Temperaturspitzen der Heizplattenständer ausgeglichen werden, ohne das Thermocover zu beschädigen.

Durch den Einsatz unserer Thermocover setzen Sie maschinelle und personelle Kapazitäten frei - Ein Top-Produkt zur Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse!

Ausführung	Länge [cm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
mit Sandwichboden doppelwandig, 60 µ	75,0	20	8M50800001
mit Sandwichboden doppelwandig, 60 µ	115,0	20	8M50800002
mit Sandwichboden einwandig, 50 µ	75,0	25	8M50800003

