

medimex
Einmal-Instrumente



medimex 



Sehr geehrte Damen und Herren,

die medimex GmbH bietet seit fast 50 Jahren exklusive Produkte für den medizinischen Bereich an. Mit unseren sterilen Einmal-Instrumenten haben wir unser Produktspektrum erweitert.

Mit unserem breiten Sortiment an medimex Einmal-Instrumenten zum besten Preis garantieren wir Ihnen, dass Sie zu jeder Zeit hochwertige Einmal-Instrumente aus gebürstetem und reflektionsfreiem Stahl griffbereit steril zur Hand haben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Eindeutige Identifikation!

Unsere sterilen Einmal-Instrumente haben eine deutliche Farbmarkierung zur eindeutigen Identifikation, um eine Verwechslung mit wiederverwendbaren Instrumenten zu vermeiden und eine versehentliche Wiederaufbereitung zu verhindern.

Sicherer Schutz!

Die Einmal-Instrumente sind in einer stabilen Hartblister-Verpackung verpackt, damit die Instrumente und der Anwender besser geschützt werden.

Einfache Anwendung!

Durch die Hartblister-Verpackung wird keine zusätzliche Schutzkappe an spitzen Instrumenten benötigt. Somit ist eine Rekontamination durch das Entfernen von Schutzkappen nicht möglich.

Leichte Entnahme!

Unsere Einmal-Instrumente sind in Spenderboxen verpackt und einzeln entnehmbar.

Einfache Logistik!

Für einfachere Logistik und Bestellung sind alle Einmal-Instrumente jeweils mit einem QR- und UDI-Code auf der einzelnen Verpackung, der Spenderbox sowie auf dem Umkarton versehen.

CE-Kennzeichnung aller Produkte!

Selbstverständlich tragen alle Produkte eine CE-Kennzeichnung.

Falls Sie Ihr gewünschtes Einmal-Instrument in unserem Prospekt nicht finden, dann sprechen Sie uns an! Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot über eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Sonderanfertigung.

Bestell- und Preisankünfte erhalten Sie über einen unserer Fachhandelspartner oder über unseren Kundenservice unter:

fon: +49.6431.7302.300

mail: kontakt@medimex.de

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr medimex-Team

Sterile Einmal-Instrumente

Scheren



1 Iris-/Fadenschere

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
gerade, spitz/spitz	110,0	25	CSIS8006	8M450001E
gebogen, spitz/spitz	130,0	25	CSIS8007	8M450012E

2 Chirurgische Schere, gerade


Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
spitz/spitz	145,0	25	CSIS8001	8M450021E
spitz/stumpf	145,0	25	CSIS8002	8M450025E
stumpf/stumpf	145,0	25	CSIS8003	8M450028E

3 Chirurgische Schere, gebogen

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
spitz/spitz	145,0	25	CSIS8020	8M450030E
spitz/stumpf	145,0	25	CSIS8010	8M450032E
stumpf/stumpf	145,0	25	CSIS8021	8M450034E

Sterile Einmal-Instrumente

Scheren



4 Verbandschere nach Lister

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
140,0	25	CSIS8009	8M450040E
180,0	25	CSIS8014	8M450042E

5 Präparierschere nach Metzenbaum, gebogen

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
stumpf/stumpf	145,0	25	CSIS8004	8M450050E
stumpf/stumpf	165,0	100	CSIS8030	8M450052E
stumpf/stumpf	180,0	20	CSIS8012	8M450054E

6 Präparierschere nach Lexer, gebogen

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
165,0	25	CSIS8008	8M450060E

Sterile Einmal-Instrumente

Scheren



1 Nabelschnurschere

Farbe	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
blau 	160,0	25	CSIS8015	8M450072E

2 Nabelschnurschere

Farbe	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
rosa 	160,0	25	CSIS8018	8M450074E

3 Dammschere nach Braun-Stadler


Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
145,0	25	CSIS8005	8M450070E

4 Nagelschere

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
95,0	25	CSIS8016	8M450110E

Sterile Einmal-Instrumente

Pinzetten



5 Pinzette anatomisch, gerade

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Standard	130,0	20	CSIP6001	8M450140E
Standard	145,0	20	CSIP6002	8M450142E
feine Spitze	115,0	20	CSIP6012	8M450146E

6 Pinzette chirurgisch, gerade

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Standard, 1 x 2 Zähne	145,0	20	CSIP6004	8M450152E

7 Pinzette nach Adson

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
anatomisch, Standard	120,0	25	CSIP6007	8M450170E
anatomisch, Micro	120,0	25	CSIP6006	8M450172E
chirurgisch, 1 x 2 Zähne	120,0	25	CSIP6003	8M450174E

8 Pinzette nach DeBakey, gerade



Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
150,0	20	CSIP6005	8M450165E

9 Splitterpinzette nach Feilchenfeld

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
95,0	25	CSIP6011	8M450192E

Sterile Einmal-Instrumente

Arterienklemmen



1 Arterienklemme nach Halsted-Mosquito

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
anatomisch, gerade, fein	125,0	25	CSIK4003	8M450200E
anatomisch, gebogen, fein	125,0	25	CSIK4001	8M450202E
gerade, 1 x 2 Zähne	125,0	25	CSIK4004	8M450205E

2 Arterienklemme nach Pean, gerade

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
140,0	25	CSIK4005	8M450210E

3 Arterienklemme nach Kocher, gerade

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
1 x 2 Zähne	140,0	25	CSIK4002	8M450225E

Sterile Einmal-Instrumente

Klemmen



4 Schlauchklemme, gerade

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
sehr starkes Modell, glattes Maul	165,0	25	CSIK4006	8M450240E
gerieftes Maul	180,0	25	CSIK4009	8M450242E
gerieftes Maul	200,0	25	CSIK4028	8M450244E

5 Tuchklemme nach Backhaus

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
150,0	20	CSIK4007	8M450250E

6 Tuchklemme für Papiertücher

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
mit Kugel	115,0	25	CSIK4014	8M450252E

Sterile Einmal-Instrumente

Nadelhalter




1

Nadelhalter Mayo-Hegar

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
120,0	25	CSIN3001	8M450260E
150,0	25	CSIN3002	8M450262E
165,0	25	CSIN3003	8M450264E

Sterile Einmal-Instrumente

Knopfkanülen | Knopfsonden



2 Knopfkanüle mit Luer-Lock-Ansatz, Olivenform B

Ausführung	Maße [mm] Ø x L	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
gerade	1,2 x 80,0	40	CSIA1004	8M450402E
gerade	1,5 x 80,0	40	CSIA1003	8M450404E
gerade	2,0 x 80,0	40	CSIA1002	8M450408E
gebogen	1,2 x 80,0	40	CSIA1007	8M450412E
gebogen	1,5 x 80,0	40	CSIA1006	8M450414E
gebogen	2,0 x 80,0	40	CSIA1005	8M450418E

3 Knopfkanüle mit Luer-Lock-Ansatz, Olivenform A


Ausführung	Maße [mm] Ø x L	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
gerade	1,5 x 100,0	50	CSIA1916-10	8M450425E
gerade	1,5 x 140,0	50	CSIA1916-14	8M450445E
gebogen	1,5 x 100,0	50	CSIA1919-10	8M450435E

4 Knopfsonde

Maße [mm] Ø x L	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
1,5 x 145,0	50	CSIA1013	8M450464E

Sterile Einmal-Instrumente

Kathetereinführungszangen | Kornzangen



1 Kathetereinführungszangen nach Magill

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Kleinkinder	150,0	20	CSIA1011	8M450500E
Kinder	200,0	25	CSIA1010	8M450502E
Erwachsene	250,0	25	CSIA1009	8M450504E

2 Kornzange nach Maier, mit Sperre, gerade


Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
180,0	25	CSIK4013	8M450300E

3 Kornzange nach Maier, mit Sperre, gebogen

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
200,0	20	CSIK4018	8M450302E

Sterile Einmal-Instrumente

Nasenspekula



4

Nasenspekulum nach Hartmann-Halle


Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Größe S (Schaft 32 mm)	150,0	20	CS-RW11003	8M450520E

Nasenspekulum nach Tieck-Halle

Ausführung	Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Größe S (Schaft 15 mm)	130,0	40	CS-RW12201	8M450522E

Sterile Einmal-Instrumente

Scharfe Doppellöffel



1 Scharfer Doppellöffel nach Jansen

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
160,0	25	CSIL1001	8M450330E

2 Scharfer Doppellöffel

Länge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
210,0	25	CSIL1002	8M450335E

Überreicht durch:



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 