


Hochfrequenz- Chirurgie





Sehr geehrte Damen und Herren,

die medimex GmbH – Partner starker Marken – bietet seit über 40 Jahren exklusive Produkte für den OP-Bereich an. Wir wollen auch in Zukunft durch Innovationen, hochwertige Qualität und kundenorientierten Service Ihren Ansprüchen gerecht werden.

Gemeinsam mit einem Netzwerk medizinischer Fachhändler sehen wir uns als Ihr zuverlässiger Begleiter im OP.

Durch kompetente Beratung, Flexibilität und das Engagement unserer Partner sind Ihre Bedürfnisse und Anforderungen bei medimex gut aufgehoben. Wir nehmen Ihre Wünsche und Anregungen ernst.

Falls Sie einen bestimmten Artikel benötigen, den Sie in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie uns einfach: Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schenken Sie uns und unseren Fachhändlern weiterhin Ihr Vertrauen und erleben Sie unser Sortiment für die HF-Chirurgie.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr medimex-Team

HF-Chirurgie-Sortiment im Überblick

Anschlusskabel	7 – 13
Elektrodenhandgriffe	15 – 17
Mit Kabel	
Ohne Kabel	
Elektroden und Zubehör	19 – 39
Kugelelektroden	
Messerelektroden	
Nadelelektroden	
Spatelektrode	
Schlingenelektroden	
Arthroskopie-Elektrode	
Elektrodenzubehör	
Bipolare Pinzetten	41 – 53
classic+	
classic+ H	
classic	
classic H	
Verbrauchsmaterialien/ Einmalprodukte	55 – 63
Einmalelektrodenhandgriffe	
Unsterile Einmalelektroden	
Sterile Einmalelektroden	
Geteilte Neutralelektroden	



Anschlusskabel für die HF-Chirurgie



**Alle Anschlüsse
Generator- und
Instrumentenseitig
verfügbar!**



*Hochwertige Isolierung
für lange Lebensdauer*

*In verschiedenen komfortablen
Kabellängen erhältlich*

*Orangefarbener Sicher-
heitsstreifen, auch im
Dunkeln gut sichtbar*

*Sichere Konnektierung durch
farbliche Kennzeichnung*

Kabelmatrix Anschlusskabel

Geräteseitiger Anschluss			BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
 Monopolarer Elektroden-Handgriff	Standard	 = Ø5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
	3-Pin-Anschluss		●	–	(int.)	(int.)	(int.)	–	–	–
	M-Anschluss	 12,5 mm 4,0 mm	–	–	–	–	–	●	–	–
	T-Anschluss	 = Ø4,0 mm	–	–	–	–	●	–	–	–
 Bipolare Pinzetten	Standard	 12,5 mm 4,0 mm	●*	–	●	●**	●**	●	–	–
	2-Pin-Anschluss (22 mm)	 22,0 mm	–	–	(int.)	–	–	–	–	–
	2-Pin-Anschluss (28 mm)	 28,0 mm	●	●	–	–	–	–	(int.)	●
	M-Anschluss	 6,0 mm 2,0 mm	–	–	–	–	–	●	–	–
 Bipolare Arthroscopie-Elektroden	Standard	 = Ø6,3 mm	–	–	●	●	●	●	–	–
	International	 10,0 mm 2,5 mm	●	●	(int.)	(int.)	(int.)	–	–	●
 Neutral-elektroden	Standard	 12,5 mm 4,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
	2-Pin-Anschluss (28 mm)	 28,0 mm	●	●	–	–	–	–	(int.)	●
	M-Anschluss	 6,0 mm 2,0 mm	–	–	–	–	–	●	–	–
 Bipolare Scheren	Standard	 12,5 mm 4,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
	2-Pin-Anschluss (28 mm)	 28,0 mm	●	●	–	–	–	–	(int.)	●
	M-Anschluss	 6,0 mm 2,0 mm	–	–	–	–	–	●	–	–
 MetraLOOP	Standard	 = 5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
	Bovie	 = 8,0 mm	●	●	(int.)	(int.)	(int.)	(int.)	(int.)	●
	4 mm Buchse	 = 4,0 mm	–	–	–	–	–	●	–	–
 MIC-Instrumente	Standard	 = Ø 5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
	Standard	 = Ø 5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
	Standard	 = Ø 5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
 MTW-Schlingen	Standard	 = Ø 5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
	Standard	 = Ø 5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
 Olympus-Schlingen	Standard	 = Ø 5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
	Standard	 = Ø 5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–

● passender Anschluss


●* ARC 400 + 350

●** 8M960057 ist nicht kompatibel

(int.) international

– nicht kompatibel


Anschlusskabel für monopolare Elektrodenhandgriffe



1

Anschlusskabel für monopolare Elektrodenhandgriffe			
Geräteseite	Länge [m]	Stück/VE	Artikel-Nr.
Standard	4,0	1	8M920127
Standard	4,5	1	8M920137
Standard	5,0	1	8M920094
3-Pin-Anschluss	4,0	1	8M920110
T-Anschluss	4,0	1	8M920095
M-Anschluss	4,0	1	8M920099

Kabelmatrix

Geräteseitiger Anschluss		BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
Standard	 = Ø5,0 mm	●*	–	●	●	●	–	–	–
3-Pin-Anschluss		●	–	(int.)	(int.)	(int.)	–	–	–
M-Anschluss	 12,5 mm ⊗ 4,0 mm	–	–	–	–	–	●	–	–
T-Anschluss	 = Ø4,0 mm	–	–	–	–	–	●	–	–

● passender Anschluss
 ●* ARC 400 + 350
 (int.) international
 – nicht kompatibel

Anschlusskabel für bipolare Pinzetten und bipolare Arthroskopie-Elektroden



2 Anschlusskabel für bipolare Pinzetten und bipolare Arthroskopie-Elektroden

Geräteseite	Länge [m]	Stück/VE	Artikel-Nr.
Standard	4,0	1	8M960045
Standard	4,5	1	8M960145
Standard	5,0	1	8M960057
2-Pin-Anschluss (22 mm)	4,0	1	8M960053
2-Pin-Anschluss (28 mm)	4,0	1	8M960055
M-Anschluss	4,0	1	8M960047

Kabelmatrix

Geräteseitiger Anschluss		BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
Standard		●*	–	●	●**	●**	●	–	–
2-Pin-Anschluss (22 mm)		–	–	(int.)	–	–	–	–	–
2-Pin-Anschluss (28 mm)		●	●	–	–	–	–	(int.)	●
M-Anschluss		–	–	–	–	–	–	●	–

● passender Anschluss


●* ARC 400 + 350

●** 8M960057 ist nicht kompatibel

(int.) international

– nicht kompatibel

Anschlusskabel für Neutralelektroden




1 Anschlusskabel für Neutralelektroden

Geräteseite	Länge [m]	Stück/VE	Artikel-Nr.
Standard	4,0	1	8M940077
Standard	4,5	1	8M940177
Standard	5,0	1	8M940078
International	4,5	1	8M940178


Kabelmatrix

Geräteseitiger Anschluss

		BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
Standard	 Ø6,3 mm	–	–	•	•	•	•	•	–
International	 10,0 mm 2,5 mm	•	•	(int.)	(int.)	(int.)	–	–	•

- passender Anschluss
- (int.) international
- nicht kompatibel

Anschlusskabel für MIC-Instrumente, MTW-Schlingen und Olympus-Schlingen



2	Anschlusskabel für MIC-Instrumente, Ø 4,0 mm			
	Geräteseite	Länge [m]	Stück/VE	Artikel-Nr.
	Standard	4,5	1	8M920104

3	Anschlusskabel für MTW-Schlingen			
	Geräteseite	Länge [m]	Stück/VE	Artikel-Nr.
	Standard	4,0	1	8M920105

4	Anschlusskabel für Olympus-Schlingen, Ø 2,8 mm			
	Geräteseite	Länge [m]	Stück/VE	Artikel-Nr.
	Standard	4,0	1	8M920119

Kabelmatrix

Geräteseitiger Anschluss

Standard		Ø 5,0 mm	BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
			●*	—	●	●	●	—	—	—

- passender Anschluss
- * ARC 400 + 350
- nicht kompatibel




Elektrodenhandgriffe für die HF-Chirurgie





Griff- und Kabelmatrix

Geräteseitiger Anschluss

		BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
Standard	 Ø5,0 mm	●*	—	●	●	●	—	—	—
3-Pin-Anschluss		●	—	(int.)	(int.)	(int.)	—	—	—
M-Anschluss	 12,5 mm 4,0 mm	—	—	—	—	—	●	—	—
T-Anschluss	 Ø4,0 mm	—	—	—	—	●	—	—	—

- passender Anschluss
- * ARC 400 + 350
- (int.) international
- nicht kompatibel

Temperatur zur Sterilisation im Autoklaven: 134 °C
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
 zugehörigen Gebrauchsanweisung.
 Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor,
 Download unter www.medimex.de

**Bitte
beachten!**

Elektrodenhandgriffe



1

Elektrodenhandgriff classic, ohne Kabel

Tasten (Anzahl)	Ø [mm]	Kabellänge [m]	Geräteseitiger Anschluss	Stück/VE	Artikel-Nr.
2	4,0	ohne	–	1	8M900045

2

Elektrodenhandgriff classic, mit Kabel

Tasten (Anzahl)	Ø [mm]	Kabellänge [m]	Geräteseitiger Anschluss	Stück/VE	Artikel-Nr.
2	4,0	4,5	Standard	1	8M900046
2	4,0	4,0	3-Pin	1	8M900062

3

Elektrodenhandgriff slim, mit Kabel

Tasten (Anzahl)	Ø [mm]	Kabellänge [m]	Geräteseitiger Anschluss	Stück/VE	Artikel-Nr.
2	4,0	4,0	Standard	1	8M900065
2	4,0	4,0	3-Pin	1	8M900066
2	2,4	4,0	Standard	1	8M900105
2	2,4	4,0	3-Pin	1	8M900067

Wiederverwendbare Elektroden und Zubehör für die HF-Chirurgie



- Beste Qualität aus Edelstahl
- 2,4 und 4,0 mm Anschlüsse
- Verschiedene Wolfram-Elektroden verfügbar
- Sehr lange Lebensdauer


**Für alle
chirurgischen
Bereiche geeignet!**



Chem. therm. Desinfektion im RDG: max. 95 °C
Temperatur zur Sterilisation im Autoklaven: max. 138 °C
Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor,
Download unter www.medimex.de

**Bitte
beachten!**

Monopolare Kugelelektroden



1

Kugelelektroden, gerade

(a) [mm]	Ø 1 Kugel [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	2,0	4,0	4,3	5	8M910023
35,0	4,0	4,0	4,3	5	8M910024
35,0	6,0	4,0	4,3	5	8M910025

(a) [mm]	Ø 1 Kugel [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	2,0	2,4	4,3	5	8M910123
35,0	4,0	2,4	4,3	5	8M910124
35,0	6,0	2,4	4,3	5	8M910125


2

Kugelelektroden, gerade, isoliert

(a) [mm]	Ø 1 Kugel [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
115,0	4,0	4,0	4,3	1	8M910028
120,0	6,0	4,0	4,3	1	8M910029

(a) [mm]	Ø 1 Kugel [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
115,0	4,0	2,4	4,3	1	8M910128
110,0	6,0	2,4	4,3	1	8M910129

Monopolare Kugelelektroden



1

Kugelelektroden, gebogen

(a) [mm]	Ø 1 Kugel [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	2,0	4,0	4,3	5	8M910026
35,0	4,0	4,0	4,3	5	8M910027

(a) [mm]	Ø 1 Kugel [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	2,0	2,4	4,3	5	8M910126
35,0	4,0	2,4	4,3	5	8M910127


2

Kugelelektroden, gebogen, isoliert

(a) [mm]	Ø 1 Kugel [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
115,0	2,0	4,0	1,3	1	8M910030
115,0	4,0	4,0	1,3	1	8M910031
190,0	8,0	4,0	1,3	1	8M910032
190,0	10,0	4,0	1,3	1	8M910033
240,0	8,0	4,0	1,3	1	8M910034

(a) [mm]	Ø 1 Kugel [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
120,0	2,0	2,4	1,3	1	8M910130
200,0	4,0	2,4	1,3	1	8M910131
200,0	8,0	2,4	1,3	1	8M910132
200,0	10,0	2,4	1,3	1	8M910133
250,0	8,0	2,4	1,3	1	8M910134

Monopolare Messerelektroden



3

Messerelektroden, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	17,0	1,5	4,0	4,3	5	8M910001

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	17,0	1,5	2,4	4,3	5	8M910101

4

Messerelektroden, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	26,0	3,2	4,0	4,3	5	8M910000


(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	28,0	2,5	2,4	4,3	5	8M910100

5

Messerelektroden, gerade, isoliert


(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
130,0	10,0	2,4	4,0	4,3	1	8M910010

Monopolare Messerelektroden



1	Messerelektroden, gebogen					
	(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE
	30,0	17,0	1,5	4,0	4,3	5
2	Messerelektroden, gebogen, isoliert					
	(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE
	125,0	10,0	2,4	4,0	4,3	1

Monopolare Nadelelektroden



3

Nadelelektroden, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	22,0	0,8	4,0	4,3	5	8M910012

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	28,0	0,7	2,4	4,3	5	8M910112

4

Nadelelektroden, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
70,0	29,0	0,8	4,0	4,3	1	8M910013

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
70,0	29,0	0,8	2,4	4,3	1	8M910113


5

Nadelelektroden, gerade, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
130,0	15,0	0,8	4,0	4,3	1	8M910020

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
125,0	15,0	0,8	2,4	4,3	1	8M910120

Monopolare Nadelelektroden



1

Wolfram-Nadelelektroden, gerade, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	3,0	0,5	4,0	4,3	5	8M910016
55,0	3,0	0,5	4,0	4,3	5	8M910018

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
45,0	3,0	0,5	2,4	4,3	1	8M910116
55,0	3,0	0,5	2,4	4,3	1	8M910118


2

Nadelelektroden, gerade, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
125,0	4,0	1,0	4,0	4,3	1	8M910014

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
125,0	4,0	1,0	2,4	4,3	1	8M910114

Monopolare Nadelelektroden



3

Nadelelektroden, gebogen

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	21,0	0,8	4,0	4,3	5	8M910015

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
45,0	24,0	0,7	2,4	4,3	5	8M910115

4

Wolfram-Nadelelektroden, gebogen, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	3,0	0,5	4,0	4,3	5	8M910017
55,0	3,0	0,5	4,0	4,3	5	8M910019


(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	3,0	0,5	2,4	4,3	1	8M910117
50,0	3,0	0,5	2,4	4,3	1	8M910119

5

Nadelelektroden, gebogen

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
45,0	12,0	0,8	4,0	4,3	5	8M910051

Monopolare Nadelelektroden



1

Nadelelektroden, gebogen, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
125,0	10,0	0,8	4,0	4,3	1	8M910021

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
125,0	10,0	0,8	2,4	4,3	1	8M910121


2

Nadelelektroden, gebogen, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
120,0	–	1,2	4,0	1,3	1	8M910022

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
125,0	–	1,0	2,4	1,3	1	8M910122

Monopolare Spatelelektroden



3

Spatelelektroden, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	24,0	3,0	4,0	4,3	5	8M910002

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	28,0	2,4	2,4	4,3	5	8M910102


4

Spatelelektroden, gerade, isoliert, biegsam

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	6,0	2,0	4,0	4,3	5	8M910007
45,0	18,0	2,0	4,0	4,3	5	8M910006
65,0	24,0	3,0	4,0	4,3	1	8M910003
85,0	18,0	2,0	4,0	4,3	1	8M910004

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	6,0	2,0	2,4	4,3	1	8M910107
65,0	20,0	2,5	2,4	4,3	1	8M910103
85,0	18,0	2,0	2,4	4,3	1	8M910104

Monopolare Spatelelektroden



1

Spatelelektroden, gerade, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
125,0	15,0	2,4	4,0	4,3	1	8M910054


2

Spatelelektroden, gebogen

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	24,0	2,5	4,0	4,3	5	8M910009

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	28,0	2,5	2,4	4,3	5	8M910109

Monopolare Schlingenelektroden



3

Drahtschlingenelektroden, gerade

(a) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	6,0	4,0	4,3	5	8M910035
40,0	12,0	4,0	4,3	5	8M910036
40,0	16,0	4,0	4,3	5	8M910037

(a) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	6,0	2,4	4,3	5	8M910135
40,0	12,0	2,4	4,3	5	8M910136
45,0	16,0	2,4	4,3	5	8M910137


4

Bandschlingenelektroden, gerade

(a) [mm]	Ø 1 [mm]	Bandbreite [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	12,0	0,6	4,0	4,3	5	8M910038
40,0	16,0	0,6	4,0	4,3	5	8M910039

(a) [mm]	Ø 1 [mm]	Bandbreite [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	12,0	0,6	2,4	4,3	5	8M910138
45,0	16,0	0,6	2,4	4,3	5	8M910139

Monopolare Schlingenelektroden



1

Wolfram-Drahtschlingenelektroden, gerade, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
110,0	–	5,0	4,0	4,3	1	8M910040
120,0	–	10,0	4,0	4,3	1	8M910041

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
115,0	–	5,0	2,4	4,3	1	8M910140
120,0	–	10,0	2,4	4,3	1	8M910141


2

Wolfram-Drahtschlingenelektrode, gerade, isoliert, rechteckig

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
120,0	15,0	6,0	4,0	0,5	1	8M910049
125,0	10,0	12,0	4,0	0,5	1	8M910047

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
120,0	15,0	6,0	2,4	0,5	1	8M910149

Monopolare Schlingenelektroden



3 Wolfram-Drahtschlingenelektroden, gerade, isoliert


(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
130,0	10,0	15,0	4,0	0,5	1	8M910046
135,0	15,0	20,0	4,0	0,5	1	8M910048

4 Wolfram-Drahtschlingenelektroden, abgerundet, isoliert

(a) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
140,0	10,0	4,0	0,5	1	8M910042
145,0	15,0	4,0	0,5	1	8M910043
155,0	20,0	4,0	0,5	1	8M910044
160,0	25,0	4,0	0,5	1	8M910045
150,0	30,0	4,0	0,5	1	8M910837

(a) [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
140,0	10,0	2,4	0,5	1	8M910142
145,0	15,0	2,4	0,5	1	8M910143
155,0	20,0	2,4	0,5	1	8M910144
160,0	25,0	2,4	0,5	1	8M910145
150,0	30,0	2,4	0,5	1	8M910838

Monopolare Schlingenelektroden




1

Wolfram-Drahtschlingenelektroden, abgerundet, gerade, isoliert

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
150,0	30,0	30,0	4,0	0,5	1	8M910050

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Ø Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
150,0	30,0	30,0	2,4	0,5	1	8M911015

Monopolare Arthroskopie-Elektroden




2 Arthroskopie-Hakenelektroden, Schaft 2,0 mm, distal abgewinkelt 90°

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
110,0	2,5	0,8	1,3	1	8M910331
170,0	2,5	0,8	1,3	1	8M910332

3 Arthroskopie-Messerelektroden, Schaft 2,0 mm, Messer gekröpft 45°

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
110,0	3,0	0,4	1,3	1	8M910333
170,0	3,0	0,4	1,3	1	8M910334

Bipolare Arthroskopie-Elektroden



Die „duarthline“ Elektrode dient zum Schneiden, Vaporisieren, Koagulieren und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.

- Stromfluss nur partiell
- sehr geringe Blasenbildung
- in Kochsalzlösung einsetzbar



Kniegelenk

- Meniskusteilresektion
- Plica synovialis Resektion
- Teilsynovektomie
- Lat. release



Hüftgelenk

- Synovektomie
- Knorpelglättung
- Labrum
- Teilresektion



Schultergelenk

- Acromioplastik
- Teilsynovektomie
- Knorpelglättung
- Tenotomie

Kabelmatrix

Geräteseitiger Anschluss

		BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
Standard		•*	—	•	•	•	—	—	—
2-Pin-Anschluss (22 mm)		—	—	(int.)	—	—	—	—	—
2-Pin-Anschluss (28 mm)		•	•	—	—	—	(int.)	•	—
M-Anschluss		—	—	—	—	—	—	•	—

- passender Anschluss
- * ARC 400 + 350
- (int.) international
- nicht kompatibel

Bipolare Arthroskopie-Elektroden



1 Vaporisationselektrode 90°, verstärkter Schaft

(a) [mm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
115,0	1	8M910809
170,0	1	8M910808

2 Vaporisationselektrode 70°

(a) [mm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
115,0	1	8M910906
170,0	1	8M910983


3 Haken-Vaporisationselektrode 90°, fein

(a) [mm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
115,0	1	8M911008

4 Haken-Vaporisationselektrode 90°, grob, verstärkter Schaft

(a) [mm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
170,0	1	8M910904

Spannzange




1

Spannzange

Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
4,0	0,3 – 0,5	4,3	5	8M910220
4,0	0,8	4,3	5	8M910224
4,0	1,6	4,3	5	8M910227
4,0	2,4	4,3	5	8M910228
2,4	0,1 – 0,5	4,3	5	8M910360

Schaft- und Elektrodenverlängerung



2	Schaftverlängerung				
	(a) [mm]	Ø [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
	100,0	4,0	4,3	1	8M910237
	150,0	4,0	4,3	1	8M910238

3	Elektrodenverlängerung				
	(a) [mm]	Ø [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
	70,0	2,4	4,3	1	8M910359



**Maulbreiten
in Originalgröße!**

Bipolare Pinzetten für die HF-Chirurgie



 spitz

 0,4 mm

 0,5 mm

 0,7 mm

 1,0 mm


 1,2 mm

 2,0 mm

 2,2 mm


Maulbreiten
in Originalgröße!

- spitz
- 0,4 mm
- 0,5 mm
- 0,7 mm
- 1,0 mm
- 1,2 mm
- 2,0 mm
- 2,2 mm



Kabelmatrix

Geräteseitiger Anschluss

			BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
Standard		12,5 mm 4,0 mm	•*	—	•	•	•	•	—	—
2-Pin-Anschluss (22 mm)		22,0 mm	—	—	(int.)	—	—	—	—	—
2-Pin-Anschluss (28 mm)		28,0 mm	•	•	—	—	—	(int.)	•	•
M-Anschluss		6,0 mm 2,0 mm	—	—	—	—	—	—	•	—


- passender Anschluss
- * ARC 400 + 350
- (int.) international
- nicht kompatibel

Bestellinformationen für die Anschlusskabel finden Sie auf Seite 11.

Chem. therm. Desinfektion im RDG: max. 55 °C
Temperatur zur Sterilisation im Autoklaven: max. 134 °C
Elektrische Belastbarkeit: max. 0,6 kVp
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
zugehörigen Gebrauchsanweisung.
Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor,
Download unter www.medimex.de

Bitte
beachten!

Bipolare Pinzetten classic+




1

Bipolare Pinzette classic+, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic+	Artikel-Nr. classic+ H [★]
110,0	8,0	gerade	spitz	ohne	1	8M950501	8M950501G
110,0	8,0	gerade	0,5	ohne	1	8M950502	8M950502G
110,0	8,0	gerade	0,7	ohne	1	8M950503	8M950503G
160,0	8,0	gerade	1,0	mit	1	8M950517	8M950517G
180,0	8,0	gerade	spitz	mit	1	8M950505	8M950505G
180,0	8,0	gerade	0,5	mit	1	8M950506	8M950506G
180,0	8,0	gerade	0,7	mit	1	8M950507	8M950507G
180,0	8,0	gerade	1,0	mit	1	8M950508	8M950508G
195,0	8,0	gerade	spitz	mit	1	8M950510	8M950510G
195,0	8,0	gerade	0,5	mit	1	8M950511	8M950511G
195,0	8,0	gerade	1,0	mit	1	8M950512	8M950512G
230,0	8,0	gerade	2,0	mit	1	8M950515	8M950515G
260,0	8,0	gerade	2,0	mit	1	8M950656	8M950656G
320,0	8,0	gerade	2,0	mit	1	8M950657	8M950657G

classic+ H[★]: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic+



1

Bipolare Pinzette classic+, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic+	Artikel-Nr. classic+ H*
110,0	8,0	abgewinkelt	0,7	ohne	1	8M950504	8M950504G
180,0	8,0	abgewinkelt	1,0	mit	1	8M950509	8M950509G
195,0	8,0	abgewinkelt	1,0	mit	1	8M950513	8M950513G
195,0	8,0	abgewinkelt	2,0	mit	1	8M950514	8M950514G
260,0	8,0	abgewinkelt	1,0	mit	1	8M950516	8M950516G


2

Bipolare Pinzette classic+, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic+	Artikel-Nr. classic+ H*
110,0	8,0	lang abge- winkelt	0,5	ohne	1	8M950604	8M950604G
110,0	8,0	lang abge- winkelt	spitz	ohne	1	8M950609	8M950609G

classic+ H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic+




3

Bipolare Pinzette classic+, bajonett

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic+	Artikel-Nr. classic+ H*
155,0	50,0	8,0	gerade	spitz	mit	1	8M950531	8M950531G
155,0	50,0	8,0	gerade	0,4	mit	1	8M950532	8M950532G
155,0	50,0	8,0	gerade	0,7	mit	1	8M950533	8M950533G
170,0	60,0	8,0	gerade	spitz	mit	1	8M950534	8M950534G
170,0	60,0	8,0	gerade	1,0	mit	1	8M950535	8M950535G
200,0	90,0	8,0	gerade	0,4	mit	1	8M950536	8M950536G
200,0	90,0	8,0	gerade	0,7	mit	1	8M950537	8M950537G
200,0	90,0	8,0	gerade	1,0	mit	1	8M950538	8M950538G
200,0	90,0	8,0	gerade	1,2	mit	1	8M950539	8M950539G
200,0	90,0	8,0	gerade	2,0	mit	1	8M950540	8M950540G
230,0	120,0	8,0	gerade	spitz	mit	1	8M950543	8M950543G
230,0	120,0	8,0	gerade	0,4	mit	1	8M950544	8M950544G
230,0	120,0	8,0	gerade	0,7	mit	1	8M950545	8M950545G
230,0	120,0	8,0	gerade	1,0	mit	1	8M950546	8M950546G
230,0	120,0	8,0	gerade	1,2	mit	1	8M950547	8M950547G
250,0	140,0	8,0	gerade	spitz	mit	1	8M950551	8M950551G
250,0	140,0	8,0	gerade	0,4	mit	1	8M950552	8M950552G
250,0	140,0	8,0	gerade	0,7	mit	1	8M950553	8M950553G
250,0	140,0	8,0	gerade	1,0	mit	1	8M950554	8M950554G
250,0	140,0	8,0	gerade	1,2	mit	1	8M950555	8M950555G

classic+ H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic+




1	Bipolare Pinzette classic+, bajonett								
	(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Spitzenform	Maulbreite [mm]	Stopp-Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic+	Artikel-Nr. classic+ H*
	200,0	90,0	8,0	aufwärts gewinkelt	1,2	mit	1	8M950542	8M950542G
	230,0	120,0	8,0	aufwärts gewinkelt	0,7	mit	1	8M950548	8M950548G
	230,0	120,0	8,0	aufwärts gewinkelt	1,2	mit	1	8M950549	8M950549G
	250,0	140,0	8,0	aufwärts gewinkelt	0,7	mit	1	8M950556	8M950556G

2	Bipolare Pinzette classic+, bajonett								
	(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Spitzenform	Maulbreite [mm]	Stopp-Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic+	Artikel-Nr. classic+ H*
	200,0	90,0	8,0	abwärts gewinkelt	1,2	mit	1	8M950541	8M950541G
	230,0	120,0	8,0	abwärts gewinkelt	0,7	mit	1	8M950550	8M950550G

classic+ H* : Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic





3

Bipolare Pinzette classic, gerade


(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*
110,0	6,0	gerade	spitz	ohne	1	8M950019	8M950019G
110,0	6,0	gerade	0,5	ohne	1	8M950020	8M950020G
145,0	6,0	gerade	1,0	ohne	1	8M950038	8M950038G
145,0	6,0	gerade	2,0	ohne	1	8M950027	8M950027G
150,0	6,0	gerade	0,7	ohne	1	8M950005	8M950005G
160,0	6,0	gerade	spitz	mit	1	8M950011	8M950011G
160,0	6,0	gerade	1,0	mit	1	8M950010	8M950010G
160,0	6,0	gerade (9 mm)	1,0	mit	1	8M950039	8M950039G
160,0	6,0	gerade	2,0	mit	1	8M950028	8M950028G
195,0	6,0	gerade	spitz	mit	1	8M950037	8M950037G
195,0	6,0	gerade (9 mm)	1,0	mit	1	8M950040	8M950040G
195,0	6,0	gerade	1,0	mit	1	8M950000	8M950000G
195,0	6,0	gerade	2,0	mit	1	8M950029	8M950029G
220,0	6,0	gerade	1,0	mit	1	8M950041	8M950041G
220,0	6,0	gerade	2,0	mit	1	8M950030	8M950030G
260,0	6,0	gerade	2,0	mit	1	8M950110	8M950110G
300,0	6,0	gerade	2,0	mit	1	8M950109	8M950109G

classic H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic



abgewinkelt



lang abgewinkelt

Bipolare Pinzette classic, gerade

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzenform	Maulbreite [mm]	Stopp-Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*
110,0	6,0	abgewinkelt	spitz	ohne	1	8M950022	8M950022G
110,0	6,0	lang abgewinkelt	spitz	ohne	1	8M950023	8M950023G
110,0	6,0	lang abgewinkelt	0,5	ohne	1	8M950021	8M950021G
160,0	6,0	lang abgewinkelt	spitz	mit	1	8M950013	8M950013G
160,0	6,0	abgewinkelt	0,7	mit	1	8M950066	8M950066G
160,0	6,0	lang abgewinkelt	1,0	mit	1	8M950014	8M950014G
195,0	6,0	abgewinkelt	0,7	mit	1	8M950065	8M950065G
195,0	6,0	lang abgewinkelt	1,0	mit	1	8M950001	8M950001G
195,0	6,0	lang abgewinkelt	2,0	mit	1	8M950007	8M950007G
220,0	6,0	abgewinkelt	0,7	mit	1	8M950064	8M950064G

1

Bipolare Pinzette classic, gerade, abgesetztes Arbeitsende

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzenform	Maulbreite [mm]	Stopp-Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*
160,0	6,0	lang abgewinkelt	0,4	mit	1	8M950036	8M950036G


2

Bipolare Pinzette classic, kniegebogen

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzenform	Maulbreite [mm]	Stopp-Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*
110,0	6,0	gerade	0,5	ohne	1	8M950035	8M950035G
165,0	6,0	gerade	spitz	mit	1	8M950016	8M950016G
165,0	6,0	gerade	0,5	mit	1	8M950015	8M950015G

classic H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic



3

Bipolare Pinzette classic, bajonett										
(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Griff	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*	
160,0	55,0	6,0	gerade	spitz		mit	1	8M950017	8M950017G	
160,0	55,0	6,0	gerade	0,5		mit	1	8M950033	8M950033G	
160,0	55,0	6,0	gerade	1,0		mit	1	8M950018	8M950018G	
195,0	85,0	6,0	gerade	spitz		mit	1	8M950008	8M950008G	
195,0	85,0	6,0	gerade	1,0		mit	1	8M950002	8M950002G	
195,0	85,0	6,0	gerade	2,0		mit	1	8M950034	8M950034G	
230,0	120,0	6,0	gerade	spitz	breit	mit	1	8M950044	8M950044G	
230,0	120,0	6,0	gerade	0,7	breit	mit	1	8M950045	8M950045G	
230,0	120,0	6,0	gerade	1,2	breit	mit	1	8M950031	8M950031G	
250,0	140,0	6,0	gerade	spitz	breit	mit	1	8M950042	8M950042G	
250,0	140,0	6,0	gerade	0,7	breit	mit	1	8M950043	8M950043G	
250,0	140,0	6,0	gerade	1,2	breit	mit	1	8M950032	8M950032G	

classic H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic



1

Bipolare Pinzette classic, bajonett

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic+	Artikel-Nr. classic+ H*
200,0	90,0	6,0	abwärts gewinkelt	1,2	mit	1	8M950009	8M950009G


2

Bipolare Pinzette classic, bajonett

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic+	Artikel-Nr. classic+ H*
200,0	90,0	6,0	aufwärts gewinkelt	1,2	mit	1	8M950026	8M950026G
230,0	120,0	6,0	aufwärts gewinkelt	1,2	mit	1	8M950063	8M950063G

classic H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic



3

Bipolare Pinzette classic, abgewinkelt, geriffelte Fassflächen

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Griff	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*
190,0	8,0	gerade	2,2		mit	1	8M950101	8M950101G


4

Bipolare Pinzette classic, gerade, geriffelte Fassflächen

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Griff	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*
195,0	12,0	gerade	1,0		ohne	1	8M950098	8M950098G
195,0	12,0	gerade	2,2		ohne	1	8M950057	8M950057G

classic H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic




1

Bipolare Pinzette classic, gerade, geriffelte Fassflächen

(a) [mm]	(b) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*
195,0	8,0	lang abge- winkelt	2,2	ohne	1	8M950058	8M950058G
240,0	8,0	lang abge- winkelt	2,2	ohne	1	8M950107	8M950107G

classic H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Bipolare Pinzetten classic



2	Bipolare Pinzette classic, bajonett, geriffelte Fassflächen							
(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	Spitzen- form	Maulbreite [mm]	Stopp- Führungsstift	Stück/VE	Artikel-Nr. classic	Artikel-Nr. classic H*
195,0	85,0	12,0	gerade	2,2	ohne	1	8M950059	8M950059G

classic H*: Auftragsbezogene Fertigung. Erhöhter Federdruck, größere Maulöffnung, größere Koagulationsfläche.

Verbrauchsmaterialien / Einmalprodukte für die HF-Chirurgie



Einmalelektroden und Einmalelektrodenhandgriffe



Keine Wünsche offen!

Unser umfangreiches Sortiment lässt keine Wünsche offen. Unser Angebot umfasst neben unseren Einmalhandgriffen sowohl wiederverwendbare Elektroden mit 2,4 mm und 4,0 mm Schaft als auch sterile Einmalelektroden mit 2,4 mm und 4,0 mm Schaft. Als kostengünstigste Variante sind zudem die neuen unsterilen medimex monopolaren Einmalelektroden mit 4,0 mm Schaft erhältlich.

Einmalelektroden – ein nicht unerheblicher Vorteil!

Im Gegensatz zu Einmalelektroden werden wiederverwendbare monopolare Elektroden mit hohem zeitlichem Aufwand in der Zentralsterilisation aufbereitet. Zum Teil ist eine Wiederverwendung aufgrund von Gewebeanhaftungen nicht mehr möglich.

Unsere **sterilen** monopolaren Einmalelektroden mit 2,4 mm und 4,0 mm Schaft hingegen sind sofort einsatzbereit und werden nach dem OP Einsatz im OP entsorgt.


Als kostengünstigste Alternative können wir unsere **unsterilen** medimex monopolaren HF-Einmalelektroden mit Schaft 4,0 mm anbieten. Diese können zusammen mit anderen wiederaufbereitbaren Instrumenten in Sieben zusammengestellt und aufbereitet werden. Zur Unterscheidung unserer **unsterilen** HF-Einmalelektroden von den wiederverwendbaren HF-Elektroden ist die Isolierung unserer **unsterilen** Variante blau und die der wiederverwendbaren HF-Elektroden schwarz gefärbt. Nach dem OP Einsatz wird die Elektrode im OP entsorgt. Nicht benutzte Elektroden werden erneut aufbereitet und können für zukünftige Operationen verwendet werden.

Kosten einsparen leicht gemacht!

Unsere medimex monopolaren HF-Einmalelektroden mit Schaft 4,0 mm passen auf alle 4 mm Handgriffe. Im Vergleich zur Verwendung von monopolaren Elektroden mit 2,4 mm Schaft ist somit keine Anschaffung von speziell dafür benötigten HF Griffen notwendig, ein kostenintensiver Umstellungsprozess entfällt.

Einmalelektrodenhandgriff

Steril



1 Einmalelektrodenhandgriff, mit herausnehmbarer Messerelektrode, steril

(a) [mm]	(b) [mm]	ØSchaft [mm]	Kabellänge [m]	Geräteseitiger Anschluss	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
27,0	2,0	2,4	3,0	3-Pin	5,0	50	8M50251500

Adapter, monopolar für Elektrodenhandgriffe

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
3-Pin auf Standard-Anschluss	1	111-000	8M830028

Griff- und Kabelmatrix


Geräteseitiger Anschluss

		BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
Standard		–	○	○	○	–	–	–	–
3-Pin-Anschluss		●	●	(int.)	(int.)	(int.)	–	(int.)	●

- passender Anschluss
- (int.) international
- in Verbindung mit Adapter 8M830028
- nicht kompatibel

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor, Download unter www.medimex.de

Bitte beachten!



1 Einmal-Kugelelektrode, gerade, steril

(a) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	3,0	2,4	5,0	10	8M910378
50,0	5,0	2,4	5,0	10	8M910380

2 Einmal-Nadelelektrode, gerade, steril

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	17,0	0,7	2,4	5,0	10	8M910377

3 Einmal-Spatелеlektrode, gerade, steril


(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	ØSchaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
50,0	18,0	2,35	2,4	5,0	10	8M910376

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor. Download unter www.medimex.de

Bitte beachten!

Sterile Einmalelektroden mit 2,4 mm Schaft

Steril




4	Einmal-Kugelelektrode, gerade, steril						
(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.	
99,0	136,0	5,0	2,4	6,0	10	8M990280	

5	Einmal-Messerelektrode, gerade, steril						
(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	(d) [mm]	ØSchaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
115,0	19,0	2,4	152,0	2,4	6,0	5	8M990274

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor, Download unter www.medimex.de

Bitte beachten!



1

Einmal-Kugelelektrode, gerade, unsteril

(a) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	4,0	4,0	4,3	10	8M910324

2

Einmal-Nadelelektrode, gerade, unsteril

(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
45,0	22,0	0,8	4,0	4,3	10	8M910312


3

Einmal-Messerelektrode, gerade, unsteril

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	ØSchaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
45,0	25,0	3,3	4,0	4,3	10	8M910300

Unsterile Elektroden sind vor dem ersten Gebrauch aufzubereiten und nach Verwendung zu entsorgen
 Chem. therm. Desinfektion im RDG: max. 95 °C
 Temperatur zur Sterilisation im Autoklaven: max. 138 °C
 Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor,
 Download unter www.medimex.de

**Bitte
beachten!**



4 Einmal-Kugelelektrode, gerade, steril

(a) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
35,0	4,0	4,0	5,0	10	8M910383

5 Einmal-Nadelelektrode, gerade, steril


(a) [mm]	(b) [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 Schaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	23,0	0,8	4,0	5,0	10	8M910382

6 Einmal-Messerelektrode, gerade, steril

(a) [mm]	(b) [mm]	(c) [mm]	ØSchaft [mm]	kVp	Stück/VE	Artikel-Nr.
40,0	25,0	3,3	4,0	5,0	10	8M910381

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor. Download unter www.medimex.de

Bitte beachten!



Kabelmatrix

Geräteseitiger Anschluss

		BOWA	Conmed	Erbe VIO	Erbe ICC	Erbe ACC	Erbe T-Serie	Martin	Valleylab
Standard	 Ø6,3 mm	–	–	●	●	●	●	●	–
International	 10,0 mm 2,5 mm	●	●	(int.)	(int.)	(int.)	–	–	●


- passender Anschluss
- (int.) international
- nicht kompatibel

Bestellinformationen für die Anschlusskabel finden Sie auf Seite 12.



Höchste Sicherheit!
Wir liefern ausschließlich geteilte Elektroden!
Kompatibilitätsbescheinigungen liegen vor,
Download unter www.medimex.de

**Bitte
beachten!**



1

Geteilte Neutralelektrode classic

Kontaktfläche [cm ²]	Patientengewicht [kg]	Stück/VE	Artikel-Nr.
110,0	> 5,0	100	8M930082

2

Geteilte Neutralelektrode compact

Kontaktfläche [cm ²]	Patientengewicht [kg]	Stück/VE	Artikel-Nr.
90,0	> 5,0	100	8M930081

Impressum

Herausgeber: medimex GmbH, In den Fritzenstücker 9–11, 65549 Limburg.

Fotos/Quellen: Alle Rechte wurden für den Katalog freigegeben.

Druck: Müller Ditzgen AG, Hoebelstraße 19, 27572 Bremerhaven

Rechtshinweise: Nachdruck und Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch medimex GmbH gestattet. Sortimentsänderungen vorbehalten.

Keine Haftung bei Druckfehlern. Bild-, Produkt- und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Abbildungen dieses Kataloges geben die abgebildeten Gegenstände zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, spätere technische und sonstige Änderungen behalten wir uns vor.



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 