

Schlauchverbinder/-reduzierer



Schlauchverbinder/-reduzierer

Unsterile Schlauchverbinder und -reduzierer aus Polypropylen. Einmalig vor der Anwendung bis 134 °C autoklavierbar.

1 Schlauchreduzierer

Ausführung	Durchmesser (Ø) min/max [mm]	Länge [mm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
abgestuft	4,0/7,0 und 7,0/10,0	55,0	10	8M130002
abgestuft	7,0/10,0 und 11,0/14,0	60,0	10	8M130004

2 Schlauchverbinder

Ausführung	Durchmesser (Ø) min/max [mm]	Länge [mm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
abgestuft	4,0/6,0	47,0	10	8M130005
abgestuft	7,0/10,5	55,0	10	8M130006
abgestuft	7,0/14,0	90,0	10	8M100007
abgestuft	10,0/14,0	57,0	10	8M130007

3 Y-Schlauchverbinder

Ausführung	Durchmesser (Ø) min/max [mm]	Länge [mm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
abgestuft	6,0/8,0	32,0/32,0/32,0	10	8M130012
abgestuft	9,0/10,0	30,0/30,0/30,0	10	8M130013
abgestuft	13,0	38,0/38,0/38,0	10	8M130014

4 T-Schlauchverbinder

Ausführung	Durchmesser (Ø) min/max [mm]	Länge [mm]	Stück/VE	Artikel-Nr.
abgestuft	5,0/7,0	27,0/35,0	10	8M130018
abgestuft	7,0/9,0	35,0/54,0	10	8M130019
abgestuft	10,0/13,0	40,0/69,0	10	8M130020

