

Empfohlen für Haut und Muskeln

000 1,60 x 102 mm
00 1,60 x 95 mm
0 1,60 x 86 mm
1 1,40 x 80 mm
2 1,40 x 75 mm
3 1,30 x 68 mm
4 1,30 x 63 mm
5 1,20 x 58 mm
6 1,10 x 54 mm
7 1,00 x 46 mm
8 1,00 x 42 mm
9 0,85 x 38 mm
10 0,85 x 34 mm
11 0,85 x 30 mm
12 0,75 x 26 mm
13 0,75 x 23 mm
14 0,65 x 20 mm
15 0,65 x 18 mm
16

1 1,30 x 80 mm
2 1,30 x 73 mm
3 1,10 x 68 mm
4 1,10 x 63 mm
5 1,10 x 58 mm
6 1,00 x 54 mm
7 1,00 x 52 mm
8 1,00 x 50 mm
9 0,85 x 46 mm
10 0,85 x 44 mm
11 0,85 x 42 mm
12 0,75 x 38 mm
13 0,75 x 36 mm
14 0,75 x 34 mm
15 0,75 x 32 mm
16 0,65 x 30 mm
17 0,65 x 28 mm
18 0,65 x 26 mm
19 0,65 x 24,5 mm
20 0,65 x 23 mm
21 0,55 x 20 mm
22 0,55 x 17,5 mm

A halbgebogen
201 202 702

BE 3/8-kreisförmig
203 204 704

00 1,40 x 73 mm
0 1,30 x 68 mm
1 1,30 x 63 mm
2 1,20 x 58 mm
3 1,10 x 50 mm
4 1,10 x 46 mm
5 1,00 x 42 mm
6 0,85 x 38 mm
7 0,85 x 34 mm
8 0,75 x 30 mm

C gerade
205 206 706

1 0,75 x 75 mm
2 0,75 x 70 mm
3 0,75 x 65 mm
4 0,75 x 60 mm
5 0,75 x 55 mm
6 0,75 x 50 mm

B 3/8-kreisförmig
203 204 303 304 403 404 704 804 904

1 1,30 x 80 mm
2 1,30 x 73 mm
3 1,10 x 68 mm
4 1,10 x 63 mm
5 1,10 x 58 mm
6 1,00 x 54 mm
7 1,00 x 52 mm
8 0,85 x 46 mm
9 0,85 x 44 mm
10 0,85 x 42 mm
11 0,75 x 38 mm
12 0,75 x 36 mm
13 0,75 x 34 mm
14 0,65 x 30 mm
15 0,65 x 28 mm
16 0,65 x 26 mm
17 0,65 x 24,5 mm
18 0,65 x 23 mm
19 0,55 x 20 mm
20 0,55 x 17,5 mm
21 0,55 x 17,5 mm
22

GE 1/2-kreisförmig
211 212 712

G 1/2-kreisförmig
211 212 311 312 411 412 712 812 912

Ga 1/2-kreisförmig
213 214 313 314 413 414 714 814 914

000 1,60 x 102 mm
00 1,60 x 95 mm
0 1,60 x 86 mm
1 1,40 x 80 mm
2 1,40 x 75 mm
3 1,30 x 68 mm
4 1,30 x 63 mm
5 1,20 x 58 mm
6 1,10 x 54 mm
7 1,10 x 50 mm
8 1,00 x 46 mm
9 1,00 x 42 mm
10 0,85 x 38 mm
11 0,85 x 34 mm
12 0,85 x 30 mm
13 0,75 x 26 mm
14 0,75 x 23 mm
15 0,65 x 20 mm
16 0,65 x 18 mm

1 1,30 x 80 mm
2 1,30 x 73 mm
3 1,10 x 68 mm
4 1,10 x 63 mm
5 1,10 x 58 mm
6 1,00 x 54 mm
7 1,00 x 52 mm
8 0,85 x 46 mm
9 0,85 x 44 mm
10 0,85 x 42 mm
11 0,75 x 38 mm
12 0,75 x 36 mm
13 0,75 x 34 mm
14 0,65 x 30 mm
15 0,65 x 28 mm
16 0,65 x 26 mm
17 0,65 x 24,5 mm
18 0,65 x 23 mm
19 0,55 x 20 mm
20 0,55 x 17,5 mm
21 0,55 x 17,5 mm
22

GE 1/2-kreisförmig
211 212 712

G 1/2-kreisförmig
211 212 311 312 411 412 712 812 912

Ga 1/2-kreisförmig
213 214 313 314 413 414 714 814 914

00 1,40 x 73 mm
0 1,30 x 63 mm
1 1,30 x 63 mm
2 1,10 x 54 mm
3 1,10 x 54 mm
4 0,85 x 34 mm
5 0,75 x 26 mm
6 0,55 x 22 mm

1 1,30 x 55 mm
2 1,30 x 50 mm
3 1,30 x 45 mm
4 1,10 x 37 mm
5 1,10 x 32 mm
6 0,75 x 30 mm
7 0,75 x 26 mm
8 0,65 x 23 mm
9 0,65 x 20 mm
10 0,65 x 18 mm
11

00 2,00 x 90 mm
0 2,00 x 80 mm
1 1,80 x 72 mm
2 1,60 x 66 mm
3 1,40 x 54 mm
4 1,40 x 46 mm
5 1,30 x 38 mm
6 1,10 x 32 mm
7 1,00 x 27 mm
8 1,00 x 23 mm
9 0,85 x 18 mm

H 5/8-kreisförmig
218 318

König hakenförmig
210

L hakenförmig
222 322

000 1,10 x 72 mm
00 1,10 x 63 mm
0 1,00 x 54 mm
1 1,00 x 46 mm
2 0,85 x 38 mm
3 0,75 x 30 mm
4 0,65 x 24 mm
5 0,55 x 22 mm
6 0,55 x 17,5 mm

1 1,30 x 51 mm
2 1,30 x 48 mm
3 1,30 x 45 mm
4

1 1,10 x 57 mm
2 1,10 x 47 mm
3 1,10 x 40 mm
4 1,10 x 35 mm
5 1,10 x 31 mm

E 1/2-kreisförmig
319 320 419 420 820 920

Mayo 1/2-kreisförmig
323 324 423 424

Schauta 1/2-kreisförmig
441 442 942

Empfohlen für Darm

00 0,65 x 70 mm
0 0,65 x 61 mm
1 0,65 x 52 mm
2 0,65 x 42 mm
3 0,55 x 36 mm
4 0,55 x 30 mm
5 0,55 x 24 mm
6 0,55 x 20 mm
7 0,55 x 17,5 mm
8

Pb 1/2-kreisförmig
331 332 832

auch erhältlich in den Größen 9 und 10

00 0,65 x 70 mm
0 0,65 x 61 mm
1 0,65 x 52 mm
2 0,55 x 36 mm
3 0,55 x 30 mm
4 0,55 x 24 mm
5 0,55 x 20 mm
6 0,55 x 17,5 mm
7 0,55 x 17,5 mm
8

Pc gerade
333 334 834

auch erhältlich in den Größen 9 und 10

00 0,65 x 70 mm
0 0,65 x 61 mm
1 0,65 x 52 mm
2 0,65 x 52 mm
3 0,55 x 36 mm
4 0,55 x 30 mm
5 0,55 x 24 mm
6 0,55 x 24 mm
7 0,55 x 20 mm
8 0,55 x 17,5 mm

Pd 3/8-kreisförmig
335 336 836

auch erhältlich in den Größen 9 und 10

00 0,65 x 70 mm
0 0,65 x 61 mm
1 0,65 x 61 mm
2 0,65 x 52 mm
3 0,65 x 42 mm
4 0,55 x 36 mm
5 0,55 x 30 mm
6 0,55 x 24 mm
7 0,55 x 24 mm

Ph 5/8-kreisförmig
337 338

Empfohlen für Pathologie

1 2,20 x 140 mm
2 2,20 x 127 mm
3 2,00 x 114 mm
4 2,00 x 102 mm
5 1,80 x 89 mm
6 1,80 x 76 mm

Post mortem halbgebogen
283 284

Das modulare Artikelnummernsystem

Beispiel: Artikel-Nr. 201A00 ist eine Wundnadel mit den Eigenschaften:
Edelstahlnadel
gewöhnliches Ohr
reverse cutting
A, halbgebogen, empfohlen für Haut und Muskeln
Größe 00

Die ersten 3 Ziffern kennzeichnen Material, Nadelohr und Nadelspitze (s. Tabelle)

Typ Form
A halbgebogen
B 3/8 kreisf

Die Buchstabenkombination kennzeichnet den Typ (sowie Form und empfohlene Anwendung, s. Tabelle)

Die Ziffern am Ende kennzeichnen die Nadelgröße (s. Abb.)

Nadelöhre	gewöhnliches Ohr	Federohr		
Nadelspitzen	dreikantig	rund	reverse cutting	trokar

Bezeichnung		Kohlenstoffstahlnadeln			Edelstahlnadeln				Empfohlen für
Typ	Form								
A	halbgebogen			202	201		702		Haut und Muskeln
B	3/8-kreisförmig		204	304 404	203 303 403	704 804 904			
BE	3/8-kreisförmig		204		203		704		
C	gerade			206	205		706		
Keith	gerade		210	310	209 309	710 810			
G	1/2-kreisförmig		212	312 412	211 311 411	712 812 912			
GE	1/2-kreisförmig		212		211		712		
Ga	1/2-kreisförmig		214	314 414	213 313 413	714 814 914			
H	5/8-kreisförmig		218	318					
König	hakenförmig		220						
L	hakenförmig		222						
E	1/2-kreisförmig			320 420		319 419		820 920	
Mayo	1/2-kreisförmig			324 424		323 423			
Schauta	1/2-kreisförmig				442		441		942
Ob	3/8-kreisförmig	228			227		728		Ophthalmologie
Og	1/2-kreisförmig	230			229		730		
Plastik	3/8-kreisförmig	229b							Plastische Chirurgie
Hernia	1/2-kreisförmig		232			231			Hernia
Post mortem	halbgebogen		284			283			Pathologie
Neumann	gerade			328		327		828	Dentalchirurgie
Pb	1/2-kreisförmig			332		331		832	Darm
Pc	gerade			334		333		834	
Pd	3/8-kreisförmig			336		335		836	
Ph	5/8-kreisförmig			338		337			
Kalt	3/8-kreisförmig	343							Gefäße
Payr	1/2-kreisförmig	345							
Payr	gerade	347							