

medimex blouse visiteur

**Disponible
immédiatement!**
Blouse pour toutes sortes d'utilisation !



1



2

1 medimex blouse visiteur classic T

- En polypropylène écologique et recyclable (PP) non-tissé
- Respirante
- Partiellement étanche
- Poignet tricotée
- Sans latex
- Env. 20 g/m²
- Dimensions (L x L): env. 136 x 140 cm
- Couleur: Vert foncé
- À nouer
- Non stérile
- À usage unique



Pièce / unité d'emballage	Référence
---------------------------	-----------

10	8M50120005
----	------------

2 medimex blouse visiteur classic25 G KT

- En polypropylène écologique et recyclable (PP) non-tissé
- Respirante
- Partiellement étanche
- Avec poignets élastiques
- Avec fixation Velcro au niveau du cou
- Sans latex
- Env. 25 g/m²
- Dimensions (L x L): env. 137 x 137 cm
- Couleur: Vert clair
- À nouer
- Non stérile
- À usage unique



Pièce / unité d'emballage	Référence
---------------------------	-----------

10	8M50120195
----	------------

medimex blouse visiteur et de protection



1



2

1 medimex Blouse visiteur classic plus T et G

- En polypropylène écologique et recyclable (PP) non-tissé
- Respirante
- Partiellement étanche
- Poignet élastiqués ou poignet tricotée
- Sans latex
- Env. 28 g/m²
- Dimensions (L x L): env. 140 x 160 cm
- Couleur: Vert
- À nouer
- Non stérile
- À usage unique



Modèle	Pièce / unité d'emballage	Référence
Avec poignet tricotée	10	8M50120015
Avec poignet élastiqués	10	8M50120010

2 medimex Splash blouse de protection classic plus T et T KT

- Non tissé polypropylène
- Stratification de polyéthylène (PE) sur les bras et le devant
- Très déperlante et anti-particules
- Dos respirant
- Poignets en tricot et fixation Velcro au niveau du cou
- Sans latex
- Couleur: Jaune
- À nouer
- Non stérile
- À usage unique
- EPI Catégorie I
- Essai de matériaux en référence à la norme DIN EN 14126



Modèle	Dimensions [cm]	Pièce / unité d'emballage	Référence
classic plus T, avec poignet tricotée, 35 g/m ²	138,0 x 138,0	10	8M50120030
classic plus T KT, avec poignet tricotée et fixation Velcro au niveau du cou, 40 g/m ² , taille: XL	140,0 x 160,0	10	8M50120035

medimex blouse en PE



1 medimex PE-Kittel classic

- Avec passants pour les pouces
- Sans latex
- Taille: XL
- Dimensions: env. 109 x 114 cm
- Couleur: Bleu
- Non stérile



Pièce / unité d'emballage	Référence
100	8M50120155

Demandez dès aujourd'hui votre offre personnalisée.



medimex 

medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9-11, 65549 Limburg - Allemagne
fon +49.6431.7302 300, fax +49.6431.7302 235
www.medimex.de