

Avec une semelle intérieure orthopédique




Fixation à 3 points pour une grande stabilité.



La semelle intérieure orthopédique soutient votre tenue.



Fixation facile de la semelle intérieure orthopédique avec le système clic.



Des canaux spéciaux augmentent la circulation d'air dans la chaussure.

mediPlogs⁺ : une bonne stabilité commence par la semelle intérieure

Climatisée par un système d'aération spécial

- crée un climat agréable pour le pied
- les moulures des trous d'aération latéraux empêchent largement la pénétration de liquides dans la chaussure

Toujours en équilibre grâce à la semelle intérieure orthopédique

- la forme ergonomique de la semelle intérieure orthopédique et sa surface textile et antibactérienne offrent une stabilité particulière
- la semelle intérieure orthopédique soutient la voûte transversale, empêche que le pied glisse vers l'avant et active la fonction de préhension des orteils
- le bord arrondi de la semelle intérieure orthopédique recentre le pied et le maintient dans la bonne position

Lavable jusqu'à 60 °C

- les chaussures de bloc opératoire en PU (polyuréthane) sont normalement nettoyées par lavage thermochimique à 60 °C avec une solution désinfectante diluée à 1% après un temps d'action de 5 minutes

En PU antistatique

- mousse moulée sans CFC
- offre de la sécurité et préserve l'environnement

Service de marquage pour les mediPlogs⁺

- le mediPlogs⁺ peut être marqué sur demande avec votre nom ou le signe de votre service

Couleur	Taille	Paire/unité de vente	N° article sans bride au talon*	N° article avec bride au talon*
vert	■ 36-47	1	8M0322__	8M0332__
bleu	■ 36-47	1	8M0321__	8M0331__
fuchsia	■ 36-47	1	8M0324__	8M0334__
bleu clair	■ 36-47	1	8M0325__	8M0335__
La semelle intérieure peut être commandée séparément, bleu clair				8M0345__

*Pour la commande, indiquer la taille avec le numéro d'article.