

Notre ^{nouveau} mediPlogs



Nouveau design – qualité améliorée!

Nos pieds parcourent 130.000 kilomètres et font presque trois fois le tour de la terre. Ils supportent 2.500 tonnes par jour - et ce pendant 78 ans en moyenne. Avec 26 os, 30 articulations, 60 muscles, 100 ligaments et 200 tendons, ils sont un véritable chef-d'œuvre du corps humain. Vous êtes impressionné? Nous aussi! medimex est synonyme de dizaines d'années d'expérience dans le développement de chaussures chirurgicales de la plus haute qualité.



Le bon profil de la semelle garantit une assise sûre.



Le système de ventilation spécial assure pour des pieds frais.



La sangle de talon réglable maintient le Pied compact dans la chaussure.



La semelle orthopédique offre un soutien absence de fatigue et de soulagement.

mediPlogs: Notre classique - convaincant -

Climatisée par un système d'aération spécial

- crée un climat agréable pour le pied
- les moulures des trous d'aération latéraux empêchent largement la pénétration de liquides dans la chaussure

Rehausseur de talon et semelle orthopédique

- assurer une marche et une position debout sans fatigue
- soulager le système musculo-squelettique sur la table d'opération

Lavable jusqu'à 60 °C

- les chaussures de bloc opératoire en PU (polyuréthane) sont normalement nettoyées par lavage thermochimique à 60 °C avec une solution désinfectante diluée à 1% après un temps d'action de 5 minutes

En PU antistatique

- mousse moulée sans CFC
- offre de la sécurité et préserve l'environnement

Répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

- Conforme aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 20347:2012
- Classe de protection EPI : OB SRA A E
- Catégorie de risque EPI : II

Service de marquage pour les mediPlogs

- le **mediPlogs** peut être marqué sur demande avec votre nom ou le signe de votre service

Couleur	Taille	Paire/unité de vente	N° article sans bride au talon*	N° article avec bride au talon*
vert	35-48	1	8M0374__	8M0384__
bleu	35-48	1	8M0375__	8M0385__
blanc	35-48	1	8M0378__	8M0388__
fuchsia	35-48	1	8M0376__	8M0386__
bleu clair	35-48	1	8M0377__	8M0387__

*Pour la commande, indiquer la taille avec le numéro d'article.

